

GONIOMÈTRE MÉTAL

Référence 09078

Prix du produit :

31,62 € taxe inclu



Description brève du produit :

Le **goniomètre en métal** est un outil robuste et précis conçu pour mesurer l'amplitude des mouvements articulaires. Fabriqué en acier inoxydable, il garantit une évaluation fiable et durable, idéale pour les professionnels de santé spécialisés dans l'évaluation de la mobilité articulaire.

Description du produit :

Le **goniomètre en métal** est un outil indispensable pour mesurer et surveiller avec précision les mouvements articulaires, offrant une combinaison de durabilité et de performance pour les **professionnels de santé**.

Caractéristiques principales :

Matériau de qualité :

- Fabriqué en **acier inoxydable**, résistant à la corrosion et durable pour une utilisation fréquente.

Précision :

- Mesure exacte de l'amplitude des mouvements articulaires (ROM), adaptée aux besoins cliniques et de rééducation.

Options de longueurs et de mesures :

- **15 cm** : Mesure des angles jusqu'à **180°**.
- **35 cm** : Disponible en versions **180°** et **360°** pour des applications variées.

Avantages :

Polyvalence :

- Convient pour évaluer les articulations de différentes tailles et positions grâce aux deux options de longueur.

Durabilité :

- Conception en métal robuste, idéale pour un usage intensif dans les environnements médicaux.

Précision fiable :

- Graduation claire pour des mesures rapides et exactes.