

THERMOMÈTRE SANS MERCURE

Référence 09081



Prix du produit :

9,99 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le **thermomètre médical sans mercure** est une alternative écologique et sûre pour vos **prises de température**. Conçu avec un liquide de mesure à base de gallium, il est **non toxique** pour l'homme et respectueux de l'environnement, tout en offrant une précision fiable. Idéal pour les adultes et les enfants à partir de 3 ans, ce thermomètre est une solution pratique et abordable.

Description du produit :

Optez pour le **thermomètre médical sans mercure**, un choix **écologique**, précis et **économique** pour des prises de **température** sûres et fiables au quotidien.

Caractéristiques principales :

Écologique et non toxique :

- Liquide de mesure à base de gallium, sans mercure, sûr pour l'utilisateur et l'environnement.

Précision fiable :

- Mesure de la température au **1/10e de degré**.
- Plage de mesure : **35°C à 42°C**.

Conception pratique :

- Convient aux adultes et aux enfants de **3 ans et plus**.
- Livré avec un **étui de protection** pour un rangement sécurisé.

Normes et certifications :

- Conforme à la norme **NF EN 12470-1**, garantissant des performances et une sécurité optimales.
- **Marquage CE**, répondant aux exigences européennes pour un usage médical.

Avantages :

- **Fiabilité** : Précision et constance dans les mesures.
- **Respect de l'environnement** : Sans mercure, impact écologique réduit.
- **Praticité** : Facile à utiliser et à transporter grâce à son étui.