


# THERMOMÈTRE FRONTAL - THERMOFRONT

Référence 09082

Prix du produit :

**2,81 € taxe inclu**



Description brève du produit :

Le **thermomètre frontal Thermofront** est un dispositif simple et économique pour mesurer la **température corporelle** de manière rapide et pratique. Conçu en film polyester, il suffit de le placer sur le front pour que la **température** apparaisse instantanément grâce à son affichage à cristaux liquides réactifs à la chaleur.

Description du produit :

Choisissez le **thermomètre frontal Thermofront** pour une solution de **prise de température** simple, fiable et économique. Un indispensable pour surveiller efficacement la santé de vos patient.

Caractéristiques principales :

Utilisation facile :

- Se positionne directement sur le front sans nécessiter de piles ni d'alimentation électrique.
- Idéal pour une prise de température non invasive, adaptée aux adultes et aux enfants.

Affichage précis :

- **Plage de mesure** : Indique la température entre **35°C et 40°C**.
- Les cristaux liquides thermoréactifs changent de couleur pour une lecture rapide et aisée des résultats.

### **Matériau de qualité :**

- Réalisé en **film polyester**, offrant flexibilité et durabilité.
- Léger et portable, il peut être emporté facilement partout avec vous.

### **Avantages :**

#### **Économique :**

- Proposé à un prix très abordable, avec des tarifs dégressifs lors de l'achat de plusieurs unités.
- Idéal pour les familles, les écoles ou les entreprises souhaitant équiper plusieurs personnes.

#### **Hygiénique :**

- Pas de contact direct avec les muqueuses, réduisant les risques de contamination croisée.
- Facile à nettoyer et à désinfecter après chaque utilisation.

#### **Pratique et réutilisable :**

- Ne nécessite aucun entretien particulier.
- Réutilisable, il suffit de le ranger dans son étui après utilisation.