

THERMOMÈTRE FRONTAL - THERMOFRONT

Référence 09082



Prix du produit :

2,75 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le thermomètre frontal Thermofront est un dispositif simple et économique pour mesurer la température corporelle de manière rapide et pratique. Conçu en film polyester, il suffit de le placer sur le front pour que la température apparaisse instantanément grâce à son affichage à cristaux liquides réactifs à la chaleur.

Description du produit:

Choisissez le **thermomètre frontal Thermofront** pour une solution de **prise de température** simple, fiable et économique. Un indispensable pour surveiller efficacement la santé de vos patient.

Caractéristiques principales :

Utilisation facile:

- Se positionne directement sur le front sans nécessiter de piles ni d'alimentation électrique.
- Idéal pour une prise de température non invasive, adaptée aux adultes et aux enfants.

Affichage précis :

- Plage de mesure : Indique la température entre 35°C et 40°C.
- Les cristaux liquides thermoréactifs changent de couleur pour une lecture rapide et aisée des résultats.



Matériau de qualité :

- Réalisé en film polyester, offrant flexibilité et durabilité.
- Léger et portable, il peut être emporté facilement partout avec vous.

Avantages:

Économique:

- Proposé à un prix très abordable, avec des tarifs dégressifs lors de l'achat de plusieurs unités.
- Idéal pour les familles, les écoles ou les entreprises souhaitant équiper plusieurs personnes.

Hygiénique:

- Pas de contact direct avec les muqueuses, réduisant les risques de contamination croisée.
- Facile à nettoyer et à désinfecter après chaque utilisation.

Pratique et réutilisable :

- Ne nécessite aucun entretien particulier.
- Réutilisable, il suffit de le ranger dans son étui après utilisation.