

SPÉCULUM GYNÉCOLOGIQUE DE CUSCO 12 MM STÉRILE MEDICLINIC - boîte de 25

Référence 09084



Prix du produit :

14,18 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le **spéculum gynécologique de Cusco 12 mm MEDICLINIC** est un dispositif **Stérile** à usage unique, pensé pour les examens gynécologiques avec manipulation simple et champ de vision dégagé. Format **XXS**, diamètre **12 mm**, longueur **90 mm**, en boîte de **25** unités avec emballage individuel pelable.

Stérile • CE • Classe I s • Boîte de 25

Description du produit :

Spéculum de Cusco 12 mm, format fin et stérile

Ce spéculum à usage unique est destiné à l'examen gynécologique lorsque l'on recherche un dispositif fin, prêt à l'emploi et conditionné de façon individuelle. Le **spéculum gynécologique de Cusco 12 mm MEDICLINIC** est **Stérile** et s'utilise directement après ouverture.

Sa taille **XXS**, avec un diamètre de **12 mm** et une longueur de **90 mm**, convient aux situations nécessitant un petit format. Sa conception en résine de polystyrène transparent aide à conserver une bonne visibilité pendant l'observation.

Le système de verrouillage par rotation permet de maintenir l'ouverture choisie au cours du geste. Idéal pour cabinets de gynécologie, sages-femmes, centres de planification, hôpitaux et cliniques.

Points forts

- **Présentation stérile** : chaque spéculum est conditionné individuellement pour une mise en place rapide dès l'ouverture de l'emballage pelable.
- **Usage unique** : simplifie l'organisation entre les consultations en évitant les étapes de retraitement.
- **Format XXS** : le diamètre de **12 mm** répond aux besoins d'examen avec un modèle plus fin.
- **Matériau transparent** : la résine de polystyrène transparent favorise une lecture visuelle plus nette du champ d'examen.
- **Verrouillage par rotation** : l'ouverture reste stabilisée pendant l'utilisation pour un geste mieux maîtrisé.
- **Boîte de 25** : un conditionnement adapté à l'activité régulière en cabinet, service ou structure de soins.

Caractéristiques techniques

Type de produit : Spéculum vaginal de Cusco

Marque : MEDICLINIC

Taille : XXS

Diamètre : 12 mm

Dimensions : Longueur 90 mm

Couleur : Violet

Matériau : Résine de polystyrène transparent

Utilisation : Usage unique

Stérilisation : Oxyde d'éthylène

Conditionnement : Boîte de 25 spéculums

Conditionnement/emballage : Emballage individuel pelable

Sans latex : Oui

Classe DM/EPI : DM Classe I s

Garantie : 2 ans

Normes & sécurité

Classe : I s

Marquage : CE

Lire attentivement la notice avant utilisation

[Des produits complémentaires à découvrir](#)

Pour compléter la préparation de l'examen, les gels lubrifiants facilitent l'insertion du dispositif. Les draps d'examen aident à préserver la surface de consultation. Les gants latex accompagnent les gestes de préparation et d'auscultation.