

SPÉCULUMS XX_SMALL JETABLE MEDI'CLINIC- BOITE DE 25

Référence 09084



Prix du produit :

13,90 € taxe inclu

Description brève du produit :

Les **spéculums jetables Cusco XX-Small** sont spécialement conçus pour les auscultations **gynécologiques**. Fabriqués en résine de polystyrène transparente, ils assurent une utilisation **hygiénique** et sécurisée grâce à leur stérilisation à l'oxyde d'éthylène et leur **emballage individuel**. Pratiques et fiables, ils offrent une manipulation rapide et non traumatisante pour un confort optimal de la patiente.

Description du produit :

Faites le choix des **spéculums jetables Cusco XX-Small**, une solution fiable, hygiénique et économique pour des auscultations gynécologiques en toute sérénité.

Caractéristiques principales :

Design et matériaux :

- Fabriqués en **résine de polystyrène** pour une transparence parfaite.
- Léger et ergonomique, adapté aux auscultations sans traumatisme.

Hygiène garantie :

- **Stérilisation à l'oxyde d'éthylène**, prévenant tout risque de contamination.
- Emballage individuel stérile pour une sécurité optimale.

Praticité :

- **Système de blocage par rotation**, garantissant une manipulation facile et stable.
- Jetable, éliminant le besoin de stérilisation après usage.

Taille et dimensions :

Taille XX-Small :

- **Diamètre** : 12 mm.
- **Longueur** : 90 mm.
- **Couleur** : Violet.

Conditionnement :

- **Boîte de 25 spéculums jetables**, pratique pour un usage professionnel régulier.

Avantages :

- **Hygiène irréprochable** : Utilisation unique pour éviter les contaminations croisées.
- **Confort pour la patiente** : Manipulation douce et non traumatisante.
- **Transparence optimale** : Assure une meilleure visibilité pour le praticien.

Certifications :

- **Marquage CE**, conforme aux normes européennes pour un usage médical en toute sécurité.