

SPÉCULUMS X-SMALL JETABLE MEDI'CLINIC - BOITE DE 25

Référence 09083



Prix du produit :

13,90 € taxe inclu

Description brève du produit :

Les **spéculums jetables Cusco X-Small** sont conçus pour les auscultations **gynécologiques**, garantissant une hygiène optimale et une manipulation sécurisée.

Fabriqués en résine de polystyrène transparente, ils offrent une visibilité parfaite pour le praticien et un confort maximal pour la patiente.

Description du produit :

Optez pour les **spéculums jetables Cusco X-Small**, une solution hygiénique, pratique et économique pour vos auscultations **gynécologiques**.

Caractéristiques principales :

Design et matériaux :

- Fabriqués en **résine de polystyrène**, assurant transparence et légèreté.
- Taille adaptée pour une manipulation précise et non traumatisante.

Hygiène garantie :

- **Stérilisation à l'oxyde d'éthylène**, réduisant les risques de contamination.
- Emballage individuel stérile, assurant une utilisation unique.

Praticité :

- **Système de blocage par rotation**, garantissant une utilisation stable et sécurisée.
- Jetable, éliminant le besoin de stérilisation après usage.

Taille et dimensions :

Taille X-Small :

- **Diamètre** : 20 mm.
- **Longueur** : 112 mm.
- **Couleur** : Blanc.

Conditionnement :

- **Boîte de 25 spéculums jetables**, idéale pour une utilisation professionnelle régulière.

Avantages :

- **Hygiène irréprochable** : Utilisation unique pour prévenir les infections croisées.
- **Confort et sécurité** : Conception non traumatisante et système de verrouillage fiable.
- **Visibilité optimale** : Transparence parfaite pour un examen précis.

Certifications :

- **Marquage CE**, conforme aux normes européennes pour un usage médical en toute sécurité.