

SPÉCULUMS SMALL JETABLE MEDI'CLINIC - BOITE DE 25

Référence 09087



Prix du produit :

13,90 € taxe inclu

Description brève du produit :

Les **spéculums jetables Medi'Clinic Small** sont conçus pour les auscultations **gynécologiques**, garantissant une hygiène optimale et une utilisation en toute sécurité. Fabriqués en résine de polystyrène transparente, ils assurent une excellente visibilité tout en offrant confort et sérénité aux patientes.

Description du produit :

Optez pour les **spéculums jetables Medi'Clinic Small**, une solution fiable, hygiénique et économique pour vos auscultations **gynécologiques**.

Caractéristiques principales :

- **Matériau transparent et résistant :**
 - Fabriqués en **résine de polystyrène**, offrant une parfaite transparence et facilitant l'examen gynécologique.
 - Léger et robuste, conçu pour une manipulation aisée.
- **Hygiène et sécurité :**
 - **Stérilisation à l'oxyde d'éthylène**, éliminant tout risque de contamination.
 - Emballage unitaire stérile pour garantir une utilisation hygiénique.

- **Praticité :**

- **Système de blocage par rotation**, garantissant une stabilité et une manipulation sûre.
- Jetables pour éviter la stérilisation après usage.

Taille et dimensions :

- **Taille Small :**

- **Diamètre** : 24 mm.
- **Longueur** : 114 mm.
- **Couleur** : Bleu.

Conditionnement :

- **Boîte de 25 spéculums jetables**, idéale pour une utilisation en milieu professionnel.

Avantages :

- **Hygiène irréprochable** : Prévention des infections grâce à un usage unique.
- **Sécurité et confort** : Conception non traumatisante et manipulation simple.
- **Visibilité optimale** : Matériau transparent pour des examens précis.

Certifications :

- **Marquage CE**, conforme aux normes européennes pour un usage médical en toute sécurité.