

# SPÉCULUMS MEDIUM JETABLE MEDI'CLINIC - BOITE DE 25

Référence 09073

Prix du produit :

**13,90 € taxe inclu**



Description brève du produit :

Les **spéculums jetables Medi'Clinic Medium** sont conçus pour une utilisation hygiénique et sécurisée lors des auscultations **gynécologiques**. Fabriqués en résine de polystyrène transparente, ces spéculums garantissent une manipulation pratique, sûre et sans risque de contamination.

Description du produit :

Choisissez les **spéculums jetables Medi'Clinic Medium**, une solution fiable, économique et hygiénique pour vos besoins en auscultations **gynécologiques**.

Caractéristiques principales :

- **Matériau transparent et résistant :**
  - Fabriqués en **résine de polystyrène**, assurant une visibilité optimale et une durabilité adaptée à un usage unique.
  - Conception légère et robuste pour une manipulation aisée.
- **Hygiène et sécurité :**
  - **Stérilisation à l'oxyde d'éthylène**, garantissant une hygiène irréprochable.
  - Emballage individuel stérile pour une utilisation unique, réduisant les risques d'infections croisées.

- **Praticité :**

- **Système de blocage par rotation**, assurant une stabilité et une utilisation facile.
- Jetables, éliminant les contraintes de stérilisation après usage.

**Taille et dimensions :**

- **Taille Medium :**

- **Diamètre** : 26 mm.
- **Longueur** : 119 mm.
- **Couleur** : Rouge.

**Conditionnement :**

- **Boîte de 25 spéculums jetables**, idéale pour une utilisation régulière en cabinet médical ou clinique.

**Avantages :**

- **Hygiène renforcée** : Prévention optimale des risques de contamination.
- **Confort pour la patiente** : Conception non traumatisante et manipulation précise.
- **Visibilité accrue** : Transparence parfaite pour un examen gynécologique efficace.

**Certifications :**

- **Marquage CE**, conforme aux normes européennes pour un usage médical sécurisé.