

SPÉCULUMS JETABLE MEDI'CLINIC LARGE - BOITE DE 25

Référence 09085



Prix du produit :

13,90 € taxe inclu

Description brève du produit :

Les **spéculums jetables Medi'Clinic Large** sont conçus pour répondre aux exigences d'hygiène et de sécurité lors des auscultations gynécologiques. Fabriqués en résine de polystyrène transparente, ils offrent une visibilité parfaite et une manipulation facile, garantissant confort et sérénité pour la patiente.

Description du produit :

Optez pour les **spéculums jetables Medi'Clinic Large**, une solution fiable, pratique et économique pour des auscultations **gynécologiques** sécurisées et hygiéniques.

Caractéristiques principales :

- **Matériau de qualité :**
 - Réalisés en **résine de polystyrène**, offrant une transparence optimale pour un examen précis.
 - Conception légère et robuste, idéale pour un usage unique.
- **Hygiène irréprochable :**
 - **Stérilisation à l'oxyde d'éthylène**, éliminant tout risque de contamination.
 - Emballage individuel stérile, assurant une sécurité maximale.

- **Praticité :**

- **Système de blocage par rotation**, garantissant une utilisation stable et intuitive.
- Spéculums jetables, éliminant la nécessité de stérilisation après utilisation.

Taille et dimensions :

- **Taille Large :**

- **Diamètre** : 30 mm.
- **Longueur** : 122 mm.
- **Couleur** : Vert.

Conditionnement :

- **Boîte de 25 spéculums jetables**, idéale pour une utilisation régulière en milieu médical.

Avantages :

- **Hygiène et sécurité** : Prévention des infections grâce à un emballage stérile et un usage unique.
- **Confort pour la patiente** : Design non traumatisant pour une auscultation en douceur.
- **Visibilité optimale** : Matériau transparent pour des examens précis et efficaces.

Certifications :

- **Marquage CE**, conforme aux normes européennes pour un usage médical en toute sécurité.