

SPÉCULUM DE CUSCO XL 35 MM STÉRILE JETABLE MEDICLINIC - boîte de 25

Référence 09086



Prix du produit :

14,18 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le **spéculum de Cusco XL 35 mm MEDICLINIC** est un dispositif **Stérile** à usage unique, adapté à l'examen gynécologique avec une visualisation facilitée par sa résine transparente. Dimensions **35 mm** de diamètre et **131 mm** de longueur, sous emballage individuel pelable en **boîte de 25**.

CE • Classe I s • Stérile • Boîte de 25

Description du produit :

Spéculum de Cusco XL, grand format stérile

Ce spéculum de Cusco jetable est destiné à l'examen gynécologique en cabinet, centre de santé ou service hospitalier. Le **spéculum de Cusco MEDICLINIC** est proposé stérile, en sachet individuel pelable, avec un conditionnement en **boîte de 25**.

Sa taille XL associe un diamètre de **35 mm** à une longueur de **131 mm**. Sa résine de polystyrène transparent contribue à une bonne lecture du champ d'examen pendant les gestes d'observation.

Le système de verrouillage par rotation permet de conserver l'ouverture choisie durant l'utilisation. Idéal pour gynécologues, sages-femmes, cabinets médicaux, centres de santé et services hospitaliers.

Points forts

- **Usage unique** : évite les étapes de retraitement et facilite la préparation entre deux examens.
- **Stérile à l'oxyde d'éthylène** : chaque spéculum est prêt à l'emploi dès l'ouverture de son sachet.
- **Format XL 35 mm** : convient aux examens nécessitant un calibre plus large.
- **Résine de polystyrène transparent** : améliore la visibilité pendant l'observation et le geste.
- **Verrouillage par rotation** : aide au maintien de l'ouverture pendant l'examen.
- **Emballage individuel pelable** : simplifie l'organisation du matériel sur chariot de soin ou en salle de consultation.

Caractéristiques techniques

Marque : MEDICLINIC

Type de produit : Spéculum vaginal de Cusco

Utilisation : Usage unique

Stérilisation : Oxyde d'éthylène

Classe DM/EPI : Classe I s

Dimensions : Longueur 131 mm

Diamètre : 35 mm

Taille : XL

Matériau : Résine de polystyrène transparent

Couleur : Jaune

Sans latex : Oui

Emballage : Individuel pelable

Conditionnement : Boîte de 25 spéculums emballés individuellement

Garantie : 2 ans

Normes & sécurité

Classe : I s

Marquage : CE

Lire attentivement la notice avant utilisation

Des produits complémentaires à découvrir

Pour préparer l'examen, les gels lubrifiants apportent une aide pratique à la pose. Les draps d'examen participent à la protection de la table. Les gants latex complètent l'équipement utilisé en consultation ou à l'hôpital.

