

SPÉCULUMS TYPE COLLIN JETABLE

Référence 09088



Prix du produit :

48,95 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le **spéculum type Collin** à usage unique est une solution moderne pour des examens **gynécologiques** sécurisés et confortables.

Fabriquée en polystyrène, il offre une alternative plus agréable aux spéculums en métal classique, garantissant un meilleur confort pour les patientes et une hygiène optimale grâce à son emballage stérile.

Description du produit :

Optez pour les **spéculums type Collin** à usage unique, une solution fiable et hygiénique pour des examens **gynécologiques** rassurants et efficaces.

Caractéristiques principales :

- **Conception en polystyrène :**
 - Matériau léger et résistant pour une manipulation facile et précise.
 - Composé de **deux valves** et d'une vis pour un ajustement sûr et stable.
- **Hygiène et sécurité :**
 - **Emballage individuel stérile**, prévenant les risques de contamination.
 - Usage unique, éliminant la nécessité de stérilisation après utilisation.

- **Visibilité optimale :**

- Design transparent, offrant une visualisation parfaite pour des examens précis.

Tailles disponibles :

- **Petit** : Ø 27 mm.
- **Moyen** : Ø 33 mm.

Conditionnement :

- **Boîte de 35 spéculums**, adaptée à une utilisation professionnelle régulière.

Avantages :

- **Confort pour les patientes** : Alternative plus douce que les spéculums métalliques.
- **Praticité** : Facile à manipuler grâce à sa légèreté et son système de vis.
- **Hygiène renforcée** : Usage unique avec sachet stérile pour chaque spéculum.

Certifications :

- **Marquage CE**, conforme aux normes européennes pour un usage médical sécurisé.