

SPÉCULUMS DE CUSCO MEDIUM À VIS - BOITE DE 25

Référence 09091



Prix du produit :

9,50 € taxe inclu

Description brève du produit :

Les **spéculums de Cusco à vis Médium** sont conçus pour des examens gynécologiques précis et sécurisés. Fabriqués en résine de polystyrène, ils garantissent une transparence parfaite pour une visualisation optimale. Leur système de blocage à vis assure une manipulation rapide et stable, tandis que leur emballage unitaire stérile préserve la sécurité et la confidentialité de l'acte médical.

Description du produit :

Optez pour les **spéculums de Cusco à vis Medium**, une solution fiable, **hygiénique** et pratique pour des examens **gynécologiques** sûrs et confortables.

Caractéristiques principales :

- **Matériau de qualité :**
 - Fabriqués en **résine de polystyrène**, offrant une transparence parfaite et une légèreté pour une utilisation pratique.
- **Hygiène garantie :**
 - **Stérilisé à l'oxyde d'éthylène**, éliminant tout risque de contamination croisée.

- Emballage individuel stérile, garantissant la sécurité et la confidentialité.

- **Système de blocage à vis :**

- Permet un réglage précis et stable pour un contrôle total durant l'examen.

- **Design non traumatisant :**

- Conception ergonomique pour une manipulation douce et confortable pour la patiente.

Formats disponibles :

- **Large** : Ø 34 mm, Long. 122 mm - Blanc.
- **Medium** : Ø 26 mm, Long. 114 mm - Rouge.
- **Small** : Ø 20 mm, Long. 114 mm - Jaune.

Conditionnement :

- **Boîte de 25 spéculums jetables**, idéale pour une utilisation en cabinet médical ou en clinique.

Avantages :

- **Sécurité maximale** : Emballage stérile unitaire pour une hygiène irréprochable.
- **Confort pour la patiente** : Manipulation précise et non traumatisante.
- **Praticité pour le professionnel** : Facile à utiliser grâce à son système de blocage à vis.

Certifications :

- **Marquage CE**, conforme aux normes européennes pour un usage médical sécurisé.