

PARAVENT MÉDICAL 3 PANNEAUX

Référence 09094



Prix du produit :

259,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le **paravent médical 3 panneaux** offre une solution efficace pour préserver la confidentialité et l'intimité des patients dans les environnements médicaux. Conçu avec un châssis robuste en acier chromé et des rideaux en PVC lavable, ce paravent est à la fois durable et hygiénique. Monté sur des roulettes doubles, il est facilement mobile et adaptable aux besoins des professionnels de santé.

Description du produit :

Choisissez le **paravent médical 3 panneaux** pour une solution robuste, esthétique et fonctionnelle, idéale pour les professionnels de santé souhaitant allier confort et praticité dans leurs espaces de travail.

Caractéristiques principales :

- **Structure durable :**
 - **Châssis en acier chromé**, assurant une grande stabilité et une longue durée de vie.
 - **Rideaux en PVC lavable**, faciles à nettoyer et résistants à l'usure quotidienne.
 - Classé **M3** pour la résistance au feu, garantissant une sécurité accrue.
- **Mobilité optimale :**
 - Monté sur **7 roulettes doubles** (Ø 60 mm) pour un déplacement fluide et sans effort.

- **Finition soignée :**

- Design professionnel et soigné, parfait pour s'intégrer dans tout espace médical.

Dimensions :

- **Panneau individuel :** Largeur 61 cm x Hauteur 175 cm.
- **Largeur totale (3 panneaux) :** 155 cm.

Options disponibles :

- **2 panneaux :** Montés sur **5 roulettes doubles** (Ø 60 mm).
- **4 panneaux :** Montés sur **9 roulettes doubles** (Ø 60 mm).

Avantages :

- **Confidentialité et confort :** Permet de créer des espaces intimes pour les consultations et soins.
- **Hygiène garantie :** Rideaux lavables pour un entretien rapide et efficace.
- **Facilité d'utilisation :** Mobilité optimale grâce aux roulettes doubles et conception modulaire.
-

Certifications et garantie :

- **Garantie 1 an.**
- **Marquage CE**, conforme aux normes européennes.