

# PARAVENT MÉDICAL 4 PANNEAUX

Référence 09095



Prix du produit :

**309,99 € taxe inclu**

Description brève du produit :

Le **paravent médical modulaire** est une solution flexible et esthétique pour garantir la confidentialité et l'intimité des patients dans les environnements médicaux. Fabriqué avec un châssis en acier chromé et des rideaux en PVC lavable, il allie robustesse, hygiène et praticité. Disponible en versions 2, 3 ou 4 panneaux, il s'adapte parfaitement à vos besoins.

Description du produit :

Optez pour le **paravent médical modulaire**, une solution pratique, élégante et hygiénique pour améliorer le confort et la confidentialité dans vos espaces médicaux.

Caractéristiques principales :

- **Structure robuste :**
  - **Châssis en tube d'acier chromé**, assurant une grande durabilité et stabilité.
  - **Rideaux blancs en PVC lavable**, hygiéniques et faciles à entretenir.
  - Classé **M3** pour la résistance au feu, garantissant une sécurité accrue.
- **Mobilité optimale :**
  - Monté sur roulettes doubles (Ø 60 mm) pour un déplacement facile et sans effort.

- **Finition soignée :**

- Conception élégante et professionnelle, idéale pour s'intégrer dans tout espace médical.

**Options disponibles :**

1. **2 panneaux :**
  - Montés sur **5 roulettes doubles** (Ø 60 mm).
2. **3 panneaux :**
  - Montés sur **7 roulettes doubles** (Ø 60 mm).
3. **4 panneaux :**
  - Montés sur **9 roulettes doubles** (Ø 60 mm).

**Dimensions :**

- **Panneau individuel :** Largeur 61 cm x Hauteur 175 cm.
- **Largeur totale (selon le modèle) :**
  - 2 panneaux : 122 cm.
  - 3 panneaux : 155 cm.
  - 4 panneaux : 244 cm.

**Avantages :**

- **Confidentialité garantie :** Permet de créer des espaces privés pour les consultations et soins.
- **Hygiène optimale :** Rideaux lavables pour un entretien simple et rapide.
- **Modularité :** Disponible en différentes configurations pour répondre à vos besoins spécifiques.

**Certifications et garantie :**

- **Garantie 1 an.**
- **Marquage CE,** conforme aux normes européennes pour un usage sécurisé.