

lampe stylo LED Noir avec porte abaisse langue

Référence 08891



Prix du produit :

9,99 € taxe inclu

Description brève du produit :

La **lampe stylo LED noire** est conçue pour les **professionnels de santé**, offrant une lumière puissante et précise pour des examens buccaux détaillés.

Grâce à son porte abaisse-langue intégré, elle garantit une manipulation pratique et hygiénique, idéale pour les consultations médicales ou dentaires.

Description du produit :

Optez pour cette **lampe stylo LED noire** avec porte **abaisse-langue** intégré, un outil indispensable pour des examens buccaux précis et efficaces, combinant fonctionnalité et design soigné.

Caractéristiques principales :

- **Éclairage LED puissant :**
 - Lumière claire et intense pour une observation précise de la cavité buccale.
- **Design ergonomique et robuste :**
 - Corps en **acier inoxydable**, résistant et durable.
 - Porte abaisse-langue en plastique, avec une largeur de **20 mm**, compatible avec les

abaisse-langues standard.

- **Allumage pratique :**

- Activation par un **bouton pression**, simple et rapide à utiliser.

- **Portabilité :**

- Format compact et léger, facile à transporter dans une poche ou une trousse médicale.

- **Alimentation :**

- Livrée avec **2 piles LR03** incluses pour une utilisation immédiate.

Avantages :

- **Précision accrue :** Éclairage LED puissant permettant des examens détaillés et fiables.
- **Hygiène assurée :** Porte abaisse-langue intégré facilitant l'utilisation d'abaisse-langues jetables.
- **Robustesse et praticité :** Design en acier inoxydable pour une durabilité optimale et une manipulation facile.

Applications :

- Idéal pour les examens buccaux réalisés par des médecins généralistes, ORL, dentistes et autres professionnels de santé.
- Convient également pour une utilisation dans les cliniques, hôpitaux ou à domicile.

Entretien :

- Nettoyer le corps de la lampe avec un chiffon doux et sec.
- Éviter l'exposition prolongée à l'humidité.