

BANDELETTES DE GLYCEMIE ON CALL PLUS II COMPATIBLES GLUCOMETRES - boîte de 100

Référence 09104



Prix du produit :

33,79 € taxe inclu

Description brève du produit :

Les **bandelettes de glycémie On Call Plus II** sont destinées à la mesure du glucose sanguin avec les lecteurs compatibles de la gamme On Call. Le conditionnement en **boîte de 100** convient aux contrôles répétés en cabinet, en structure de soins ou en autosurveillance.

CE • Compatibles On Call Plus II, On Call Plus, On Call EZ II • Diagnostic in vitro • Boîte de 100

Description du produit :

Bandelettes On Call Plus II, compatibles pour le contrôle glycémique

Ces bandelettes de glycémie s'utilisent avec les appareils compatibles de la gamme On Call pour la mesure du glucose sanguin. Les **bandelettes de glycémie On Call Plus II**, proposées en **100 bandelettes**, répondent aux besoins de contrôle fréquent en routine.

Le prélèvement de sang total se dépose à l'extrémité, puis la zone réactive l'absorbe automatiquement. Ce consommable est prévu pour le **diagnostic in vitro**, l'**usage professionnel** et l'autosurveillance selon les indications du dispositif associé.

Leur compatibilité avec plusieurs glucomètres aide à simplifier la gestion des références dans les pratiques quotidiennes. Idéal pour les cabinets médicaux, infirmiers libéraux, EHPAD, services de soins et structures de maintien à domicile.

Points forts

- **Compatibilité multi-lecteurs** : utilisation avec On Call Plus II, On Call Plus et On Call EZ II, pour une sélection plus simple des bandelettes adaptées.
- **Conditionnement de 100** : format pratique pour les contrôles récurrents en consultation, en établissement ou lors d'un suivi à domicile.
- **Prélèvement facilité** : le sang total est aspiré automatiquement par l'extrémité de la bandelette, ce qui rend le geste plus fluide.
- **Système réactif électrochimique** : conçu pour la mesure du glucose sanguin avec lecture du résultat sur le glucomètre compatible.
- **Usages variés** : convient au cadre professionnel comme à l'autosurveillance, en respectant les consignes du système utilisé.
- **Flacon de conservation** : emballage avec agent déshydratant pour préserver les bandelettes dans leur conditionnement d'origine hermétiquement fermé.

Caractéristiques techniques

Type de produit : Bandelettes de glycémie

Marque : On Call Plus II

Utilisation : Diagnostic in vitro, usage externe, usage professionnel et autosurveillance

Compatibilité : On Call Plus II, On Call Plus, On Call EZ II

Échantillon : Sang total

Plage de mesure : 1,1 à 33,3 mmol/l, soit 20 à 600 mg/dl

Composition : Glucose oxydase 25 IU, médiateur 300 µg

Conditionnement : Boîte de 100 bandelettes

Conditionnement/emballage : Flacon avec agent déshydratant

Température d'utilisation : Température ambiante

Marquage : CE

Garantie : 2 ans

Normes & sécurité

Marquage : CE

Lire attentivement la notice avant utilisation

Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter ce consommable, les glucomètres et accessoires permettent d'assurer la lecture

des mesures au quotidien. Les collecteurs d'aiguilles facilitent l'élimination sécurisée des lancettes, tandis que l'alcool médical peut être utilisé pour préparer la zone de prélèvement.