

# LANCETTES STERILES AUTOPIQUEUR 30 G - ON CALL

Référence 09107



Prix du produit :

**3,66 € taxe inclu**

Description brève du produit :

**Lancettes stériles - On Call, 30G** (100 pcs, 4 x 25), adaptées aux **stylos auto-piqueurs** pour prélèvements de sang capillaires. **Aiguilles ultrafines** à usage unique, **stérilisées** par rayon gamma.

**Boîte de 25 lancettes, vendues par lot de 4 (100 lancettes au total).**

Description du produit :

**Lancettes stériles On Call**, Conviennent à la majorité des stylos auto-piqueurs pour les prélèvements de sang capillaires. Aiguilles fines qui pénètrent légèrement la peau pour prélever un échantillon de sang. Elles sont compatibles avec la plupart des stylos auto-piqueurs permettant d'ajuster la profondeur et la force de la piqûre.

Caractéristiques :

- Usage unique
- Stérilisation par Rayon Gamma
- Aiguilles ultrafines 30 G

Conditionnement :

boîte de 25 lancettes, vendues par lot de 4, soit 100 lancettes

30G, (100 pcs, 4 x 25)

Dispositif Médical CE

Pour retrouver plus **d'accessoires**, [cliquez ici](#) et pour plus de **produits pour la glycémie**, [c'est par ici !](#)