

Kit complet glucomètre mg/dL - GIMA

Référence 09108



Prix du produit :

24,92 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le **kit complet Glucomètre Gima** (mg/dL) est un appareil de mesure de la **glycémie**, précis et facile à utiliser.

Description du produit :

Pratique et économique, Le **kit complet Glucomètre Gima** (mg / dL) permet **des analyses fréquentes** et convient pour les piqûres sur **l'avant-bras, la paume ou le bout du doigt**.

La transmission des données se fait par **câble USB**.

Caractéristiques :

- Résultat précis en moins de 5 secondes
- Mode arrêt automatique

- Détection automatique d'échantillon insuffisant
- Détection de perturbations de l'échantillon
- Gestion avancée des données avec moyennes sur 7, 14, 30, 60 et 90 jours
- Plage de mesure : 10 à 600 mg/dL
- Plage d'hématocrite : 10-70%
- Dimensions de l'échantillon : 0,6 µL
- Mémoire : jusqu'à 1000 enregistrements avec heure et date
- Alimentation : 2 piles bouton CR 2032 3,0V

Conformité ISO15197 : 2013 EN ISO15197 : 2015

Garantie 5 ans. CE.

Pour découvrir notre sélection complète de **glucomètre** et trouver l'appareil qui répondra le mieux à vos besoins, **explorez dès maintenant** notre [catégorie dédiée aux glucomètres](#) ainsi que nos [accessoires](#) complémentaires afin de compléter votre équipement médical.