

KIT COMPLET GLUCOMETRE GLUCOTEST

Référence 09109



Prix du produit :

32,50 € taxe inclu

Description brève du produit :

Kit complet Glucomètre Glucotest permet un suivi facile et rapide de votre diabète, avec contrôle **glycémique** précis et indolore à tout moment.

Ce kit inclut : 1 lecteur de glycémie (pile incluse), 1 autopiqueur, 10 bandelettes réactives Rapid Draw Technology, 5 lancettes stériles 30G de 0,30 mm, 5 lancettes stériles 32G de 0,23 mm, 1 bandelette de contrôle pour la première mesure, 1 journal d'auto-contrôle.

CE.

Description du produit :

Le **kit glucomètre Glucotest** est conçu pour vous accompagner dans la gestion quotidienne de votre **diabète**.

Grâce à son écran digital et à ses nombreuses fonctionnalités, le suivi de votre glycémie devient simple et pratique.

Ce kit complet, comprenant un glucomètre, un autopiqueur, des bandelettes, des lancettes et un journal d'auto-contrôle, offre tout ce dont vous avez besoin pour surveiller efficacement votre glycémie.

Fonctionnalités du glucomètre Glucotest :

- Classement des mesures en fonction du moment de la journée (avant ou après les repas).
- Alarme pour prévenir un risque d'hypoglycémie.
- Rappel de prise configurable jusqu'à 4 fois par jour.
- Historique des dernières mesures.
- Consultation des moyennes des résultats précédents.
- Exportation des données vers un ordinateur.

Utilisation :

1. Insérez une bandelette Rapid Draw Technology dans le glucomètre.
2. Réglez la profondeur de l'autopiqueur et piquez votre doigt.
3. Appliquez une goutte de sang de seulement 0,3 microlitres sur la bandelette.
4. Patientez 5 secondes pour afficher les résultats sur l'écran digital.
5. Notez votre glycémie et l'heure dans le journal d'auto-contrôle pour un suivi détaillé.

Ce kit contient :

- 1 lecteur de glycémie (pile incluse).
- 1 autopiqueur.
- 10 bandelettes réactives Rapid Draw Technology.
- 5 lancettes stériles 30G de 0,30 mm.
- 5 lancettes stériles 32G de 0,23 mm.
- 1 bandelette de contrôle pour la première mesure.
- 1 journal d'auto-contrôle.

CE.

Pour découvrir notre sélection complète de glucomètre et trouver l'appareil qui répondra le mieux à vos besoins, explorez dès maintenant notre [catégorie dédiée aux glucomètres](#) ainsi que nos [accessoires](#) complémentaires afin de compléter votre équipement médical.