

# KIT COMPLET GLUCOMETRE GLUCOTEST

Référence 09109



Prix du produit :

32,50 € taxe inclu

Description brève du produit :

Kit complet Glucomètre Glucotest permet un suivi facile et rapide de votre diabète, avec contrôle glycémique précis et indolore à tout moment.

Ce kit inclut : 1 lecteur de glycémie (pile incluse), 1 autopiqueur. 10 bandelettes réactives Rapid Draw Technology, 5 lancettes stériles 30G de 0,30 mm, 5 lancettes stériles 32G de 0,23 mm, 1 bandelette de contrôle pour la première mesure, 1 journal d'auto-contrôle.

CE.

### **Description du produit:**

Le **kit glucomètre Glucotest** est conçu pour vous accompagner dans la gestion quotidienne de votre **diabète**.

Grâce à son écran digital et à ses nombreuses fonctionnalités, le suivi de votre glycémie devient simple et pratique.

Ce kit complet, comprenant un glucomètre, un autopiqueur, des bandelettes, des lancettes et un journal d'auto-contrôle, offre tout ce dont vous avez besoin pour surveiller efficacement votre glycémie.



## Fonctionnalités du glucomètre Glucotest :

- Classement des mesures en fonction du moment de la journée (avant ou après les repas).
- Alarme pour prévenir un risque d'hypoglycémie.
- Rappel de prise configurable jusqu'à 4 fois par jour.
- Historique des dernières mesures.
- Consultation des moyennes des résultats précédents.
- Exportation des données vers un ordinateur.

### **Utilisation:**

- 1. Insérez une bandelette Rapid Draw Technology dans le glucomètre.
- 2. Réglez la profondeur de l'autopiqueur et piquez votre doigt.
- 3. Appliquez une goutte de sang de seulement 0,3 microlitres sur la bandelette.
- 4. Patientez 5 secondes pour afficher les résultats sur l'écran digital.
- 5. Notez votre glycémie et l'heure dans le journal d'auto-contrôle pour un suivi détaillé.

### Ce kit contient:

- 1 lecteur de glycémie (pile incluse).
- 1 autopiqueur.
- 10 bandelettes réactives Rapid Draw Technology.
- 5 lancettes stériles 30G de 0,30 mm.
- 5 lancettes stériles 32G de 0,23 mm.
- 1 bandelette de contrôle pour la première mesure.
- 1 journal d'auto-contrôle.

#### CE.

Pour découvrir notre sélection complète de glucomètre et trouver l'appareil qui répondra le mieux à vos besoins, explorez dès maintenant notre <u>catégorie dédiée aux glucomètres</u> ainsi que nos <u>accessoires</u> complémentaires afin de compléter votre équipement médical.