

# LECTEUR CARTE VITALE PC/SC BIFENTE DSC-FX SENSYL - lecteur usb bifente

Référence 09120



Prix du produit :

**65,03 € taxe inclu**

Description brève du produit :

Le **lecteur carte Vitale PC/SC bifente DSC-FX SENSYL** associe lecture simultanée des cartes Vitale et CPS, intégration SESAM-Vitale et mise en service Plug & Play. Son format compact de **93 x 110 x 55 mm** et ses **2 ports USB** en façade optimisent l'équipement du poste de travail.

CE • PC/SC et CCID USB 2.0 • Lecture simultanée Vitale et CPS • 2 ports USB intégrés

Description du produit :

Lecteur carte Vitale DSC-FX, double lecture au poste

Ce lecteur de carte vitale bifente est conçu pour maintenir la carte Vitale et la carte CPS insérées en même temps sur un même poste. Le **Lecteur carte vitale PC/SC Bifente DSC-FX SENSYL** s'utilise en **Plug & Play** et trouve naturellement sa place dans l'environnement SESAM-Vitale.

Sa double fente simplifie les opérations quotidiennes de télétransmission en limitant les manipulations successives. Les **2 ports USB** en façade permettent aussi de raccorder facilement un lecteur NFC ou un autre accessoire utile.

Avec ses dimensions de **93 x 110 x 55 mm**, il s'intègre aisément sur un bureau, un guichet d'accueil ou un espace administratif. Idéal pour cabinets médicaux, infirmiers libéraux, laboratoires, centres de santé et hôpitaux.

## Points forts

- **Double insertion** : lecture simultanée de la carte Vitale et de la carte CPS pour gagner en continuité lors des opérations de télétransmission.
- **Architecture PC/SC** : fonctionnement adapté aux usages SESAM-Vitale avec une intégration facilitée dans les environnements informatiques actuels.
- **Mise en route rapide** : mode Plug & Play pour une installation simple sur les systèmes compatibles, sans procédure complexe.
- **Connexion polyvalente** : interface CCID USB 2.0 rétro-compatible USB 1.1 et **2 ports USB 2.0** en façade pour connecter d'autres périphériques.
- **Large compatibilité système** : prise en charge de Windows 7/8/10/11, Linux Kernel 2.6+ et macOS 10.3+.
- **Encombrement réduit** : format compact pour le bureau et alimentation directe en **5 V par bus USB**, sans bloc externe.

## Caractéristiques techniques

**Garantie** : 2 ans

**Marque** : SENSYL

**Type de produit** : Lecteur de carte Vitale bifente PC/SC

**Modèle** : DSC-FX

**Dimensions** : 93 x 110 x 55 mm

**Alimentation** : 5 V par bus USB

**Fonctionnement** : Plug & Play

**Connectique** : CCID USB 2.0 rétro-compatible USB 1.1

**Ports USB** : 2 ports USB 2.0 en façade

**Interface carte** : ISO 7816 classes A/B/C (5 V, 3 V, 1,8 V)

**Compatibilité** : Windows 7/8/10/11, Linux Kernel 2.6+, macOS 10.3+

**Utilisation** : Lecture simultanée carte Vitale et carte CPS

**Fabrication** : Fabrication française

## Normes & sécurité

**Norme** : ISO 7816 classes A/B/C

**Marquage** : CE

Lire attentivement la notice avant utilisation

## Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter l'organisation du poste, les fournitures de bureau facilitent le classement des

documents et accessoires. Une mallette médicale aide au transport du matériel. Les équipements dédiés à la visite à domicile accompagnent les praticiens entre cabinet et déplacements.