

LECTEUR DE CARTE VITALE SSC-TINY PC/SC MONO-FENTE USB 2.0 SENSYL - lecteur compact

Référence 09122



Prix du produit :

25,49 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le **lecteur de carte Vitale SSC-TINY SENSYL** associe un format réduit, une interface **USB 2.0** PC/SC et un fonctionnement plug and play pour la lecture des cartes Vitale et CPS. Son gabarit de **46 x 64 mm**, son câble de **1,5 m** et sa résistance à **500 000** insertions/retraits en font un équipement adapté à un usage régulier.

CE • ISO/IEC 7816 • Plug and play CCID • 500 000 cycles

Description du produit :

SSC-TINY, lecteur compact pour cartes Vitale et CPS

Ce lecteur de carte vitale mono-fente est conçu pour lire les cartes Vitale, CPS et autres cartes à puce compatibles sur ordinateur. Le **lecteur de carte Vitale SSC-TINY SENSYL** utilise une connexion **USB 2.0** avec interfaces PC/SC et CCID pour une mise en service simple. Idéal pour cabinets médicaux, pharmacies, laboratoires, centres de santé et infirmiers libéraux.

Son petit format de **46 x 64 mm** s'intègre facilement sur une banque d'accueil ou un poste de travail. Le branchement direct facilite l'équipement des espaces administratifs et de soins sans encombrer le bureau.

Prévu pour un usage quotidien, il accepte les cartes ISO 7816 classes A, B et C. La détection de mouvement, la coupure automatique d'alimentation et la protection contre les courts-circuits

participent à la fiabilité d'utilisation.

Points forts

- **Encombrement réduit** : avec des dimensions de **46 x 64 mm** et un poids net de **70 g**, le lecteur trouve sa place même sur les postes les plus chargés.
- **Connexion USB 2.0 CCID** : l'interface compatible USB 1.1 permet une intégration rapide sur de nombreux environnements informatiques compatibles.
- **Lecture polyvalente** : prise en charge des cartes ISO 7816 classes A/B/C en **5 V, 3 V, 1,8 V** avec protocoles **T=0** et **T=1**.
- **Usage intensif** : conçu pour supporter **500 000 insertions/retraits**, il convient aux structures recevant un flux régulier de patients.
- **Fonctions de protection** : la sécurité d'utilisation est renforcée par la détection automatique, la mise hors tension et la protection contre les courts-circuits.
- **Installation pratique** : son câble de **1,5 m** offre plus de liberté pour positionner le lecteur sur un comptoir ou à proximité du clavier.

Caractéristiques techniques

Marque : SENSYL

Type de produit : Lecteur de carte Vitale PC/SC mono-fente

Interface : CCID USB 2.0 compatible USB 1.1

Débit : 12 Mbit/s

Dimensions : 46 x 64 mm

Poids Net : 70 g

Longueur de câble : 1,5 m

Alimentation : 5 V par bus USB

Cartes compatibles : ISO 7816 classes A/B/C, 5 V, 3 V, 1,8 V

Protocoles : T=0, T=1

Contacts : 8 broches avec C4/C8

Utilisation : Réutilisable

Cycles : 500 000 insertions/retraits

Température d'utilisation : 0 °C à 55 °C

Systèmes compatibles : Windows 7+, Linux Kernel 2.6+, Mac OS 10.3+

Fonctionnement : Plug and play

Couleur : Non précisée

Fabricant : Fabricant français

Garantie : 2 ans

Normes & sécurité

Norme : ISO/IEC 7816

Norme : EMV 4.2/4.3

Norme : ETSI TS 102 221

Marquage : CE

Conformité : RoHS

Lire attentivement la notice avant utilisation

Des produits complémentaires à découvrir

Pour structurer l'espace d'accueil, les fournitures de bureau sont utiles au rangement des documents administratifs. Lors des déplacements, une mallette médicale aide à transporter le matériel. Les équipements dédiés à la visite à domicile complètent l'organisation hors cabinet.

JJ/26