

Table de massage california

Référence 09206



Prix du produit :

368,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

le confort et la robustesse pour les professionnels de La **table de massage pliante California** offre un équilibre parfait entre confort, résistance et adaptabilité. Avec son rembourrage épais et ses accessoires réglables, elle garantit une expérience optimale pour les thérapeutes et leurs patients. Sa légèreté et son design pliable en font un outil pratique pour les déplacements. **Disponible en plusieurs coloris.**

VENDU À L'UNITÉ

Description du produit :

Conçue pour répondre aux exigences des professionnels, cette table **table de massage pliante California** combine une **grande stabilité**, un **confort exceptionnel** et une **résistance accrue**. Avec un poids de seulement 14 kg, elle est facile à transporter grâce à son sac inclus. Le revêtement en vinyle résiste à l'huile et à l'eau, assurant une durabilité optimale. La table s'adapte aux besoins variés grâce à ses accessoires amovibles et réglables : tête multi-réglable, cavité faciale, repose-tête et repose-mains.

Caractéristiques :

- **Résistance au travail** : 300 kg.
- **Résistance statique** : 1000 kg.
- **Revêtement** : Vinyle résistant huile et eau
- **Rembourrage** : 3 couches anti-feu 7,5 cm d'épaisseur.
- Grande stabilité, confort et souplesse de travail.

- Repose tête & repose main amovibles sous la tête.
- Tête réglable avec crémaillère automatique haute résistance.
- Tête multi-réglable.
- Coussins adaptables, cavité faciale avec bouchon, repose bras amovibles.

Avantages :

- **Résistance** : supporte 300 kg en utilisation et jusqu'à 1000 kg en statique.
- **Confort** : rembourrage anti-feu 3 couches, épaisseur de 7,5 cm.
- **Accessoires pratiques** : tête réglable, cavité faciale avec bouchon, repose-mains et repose-bras amovibles.
- **Dimensions** : longueur 185 cm (211 cm avec tête), largeur 71 cm.
- **Poids** : 14 kg.

Dimensions :

- **Hauteur réglable** : 60-86 cm.
- **Dimensions** : L 185 cm (211 cm avec la tête) l 71 cm.
- **Poids 14 kg**

Coloris : Beige, Chocolat, Bleu.

Garantie 2 ans sur le revêtement.

CE.

* Livraison Gratuite en FRANCE METROPOLITAINE au PIED DU CAMION (trottoir), pour la livraison en intérieur RDC ou étages : TARIF SUR DEVIS.

Pour découvrir une sélection plus complète, veuillez retrouver plus de [tables de massage](#) ou complétez votre kit, explorez dès maintenant notre catégorie dédiée aux [massage & coussins](#).