

# Table de massage pliante Beauty

Référence 09209



Prix du produit :

**379,00 € taxe inclu**

Description brève du produit :

La **table de massage pliante Beauty** est une solution élégante et robuste pour les professionnels. Avec son dossier **inclinable à 70°**, sa mousse haute qualité et son armature en **bois de hêtre**, elle garantit confort et durabilité. Disponible en trois coloris, elle s'intègre parfaitement à votre cabinet.

**VENDU À L'UNITÉ.**

Description du produit :

La **table Beauty** est idéale pour les praticiens recherchant une table pratique et esthétique. Dotée d'une mousse haute densité et d'un revêtement en polyuréthane résistant à l'huile et à l'eau, elle est conçue pour une utilisation intensive. Son dossier inclinable offre un confort supplémentaire aux patients. Facile à transporter grâce à son sac à roulettes, elle est parfaite pour un usage en cabinet ou à domicile.

Caractéristiques principales :

- **Résistance élevée** : supporte jusqu'à 200 kg en travail.
- **Revêtement durable** : polyuréthane anti-feu, résistant à l'huile et à l'eau.
- **Rembourrage de qualité** : mousse de 5 cm d'épaisseur pour un confort optimal.
- **Structure solide** : armature et empiètement en bois de hêtre avec pieds Reiki.
- **Dimensions ergonomiques** : longueur 195 cm, largeur 70 cm, hauteur réglable de 63 à 86 cm.

Avantages :

- **Inclinaison** du dossier **jusqu'à 70°** pour s'adapter à tous les besoins.
- Design élégant avec choix entre **trois coloris** : noir, beige et chocolat.
- **Sac de transport** à roulettes inclus pour une mobilité facilitée.
- Parfaite pour les professionnels en cabinet ou à domicile.

**Contenance :**

- 1 sac de transport à roulettes pour un déplacement pratique.

**trois coloris** : noir, beige et chocolat.

**Garantie 5 ans pour une tranquillité d'esprit (2 ans pour le revêtement).**

**CE.**

\* Livraison Gratuite en FRANCE METROPOLITAINE au PIED DU CAMION (trottoir), pour la livraison en intérieur RDC ou étages : TARIF SUR DEVIS.

Pour découvrir une sélection plus complète, veuillez retrouver plus de [tables de massage](#) ou complétez votre kit, explorez dès maintenant notre catégorie dédiée aux [massage & coussins](#).