


# Set pour ablation de suture

Référence 06916



Prix du produit :

**4,75 € taxe inclu**

Description brève du produit :

Set d'ablation de fils de suture composé d'1 blister 2 alvéoles + compresse de gaze + lame coupe fils + pince plastique anatomique double denture. Kit d'ablation stérile à usage unique.

Boite de 5 sets

Description du produit :

**Set stérile pour ablation de fils de suture comprenant :**

À usage unique.

- 1 blister 9,5x20 cm 2 alvéoles
- 1 lame coupe fils
- 1 pince plastique anatomique double denture 12,5 cm verte
- 5 compresse gaze 5x5 cm 8 plis 17 fils

Classification : IIa

Normes : Directive 93/42/CEE et norme ISO 13485

Sans latex

Sous blister stérile. Boite de 5 sets. CE.

**Conditions de stockage du kit stérile d'ablation :**

À conserver à température ambiante à l'abri de la lumière solaire et des sources de chaleur.

## **Comment utiliser le set d'ablation des fils de suture ?**

L'opérateur place dans l'une des alvéoles du blister la solution antiseptique. Il utilise les compresses pour l'antisepsie de la plaie suturée. La pince anatomique permet la préhension du fil ; ce-dernier étant coupé par la lame.

**Contre-indications** : Il convient de vérifier la composition du produit pour s'assurer que le patient n'est pas allergique à l'une des matières entrant dans sa composition.