

CEINTURE PRESSOTHÉRAPIE I-PRESS II TAILLE LARGE ITECH - taille large

Référence 09242


Prix du produit :

202,98 € taxe inclu

Description brève du produit :

La **ceinture pressothérapie I-Press II ITECH** est conçue pour une application ciblée sur l'abdomen et les lombaires, avec un format **taille large** adapté à un tour de taille de **117 à 132 cm**. Sa hauteur de **39 cm** apporte une couverture étendue pour une utilisation en cabinet, en rééducation ou à domicile.

DM Classe IIa • CE 1936 • Tour de taille 117 à 132 cm • Hauteur 39 cm



Taille L

Description du produit :

Ceinture I-Press II, accessoire abdominal et lombaire large

Cette ceinture de pressothérapie est un accessoire destiné à l'appareil **I-Press II ITECH**, pour une application localisée sur la zone abdominale et les lombaires. En **taille large**, elle correspond à un tour de taille de **117 à 132 cm** et offre une hauteur de **39 cm**.

Son format permet de travailler une zone précise avec un accessoire dédié à la gamme. Elle trouve sa place dans les environnements où une mise en œuvre simple et ciblée est recherchée.

Le raccordement s'effectue en tant qu'accessoire compatible I-Press II, avec une utilisation en sortie simple uniquement. Idéal pour les kinésithérapeutes, centres de rééducation, établissements de soins, hôpitaux et professionnels du maintien à domicile.

Points forts

- **Application ciblée** : conçue pour la ceinture abdominale et les lombaires, elle concentre l'utilisation sur une zone bien définie.
- **Taille large** : adaptée à un tour de taille de **117 à 132 cm**, elle répond aux besoins de cette plage de morphologie.
- **Hauteur de 39 cm** : cette dimension favorise une couverture ample de la zone pendant la séance.
- **Compatible I-Press II** : accessoire prévu pour fonctionner avec l'appareil de la gamme, afin de conserver une utilisation cohérente.
- **Sortie simple uniquement** : ce mode de fonctionnement facilite l'intégration dans un protocole d'utilisation clairement identifié.

Caractéristiques techniques

Type de produit : Ceinture pour pressothérapie

Compatibilité : Appareil I-Press II

Zone de traitement : Ceinture abdominale et lombaires

Taille : Large

Tour de taille : 117 à 132 cm

Hauteur : 39 cm

Poids Net : 0,85 kg

Utilisation : Accessoire réutilisable

Fonctionnement : Utilisation en sortie simple uniquement

Marque : ITECH

Fabricant : I.A.C.E.R. S.r.l.

Classe DM/EPI : DM Classe IIa

Garantie : 2 ans

Normes & sécurité

Classe : DM Classe IIa

Norme : EN 60601-1-2:2015

Marquage : CE 1936

Fabricant : I.A.C.E.R. S.r.l.

Lire attentivement la notice avant utilisation

Des produits complémentaires à découvrir

Pour améliorer l'installation pendant la séance, une table massage - mobilier kiné robuste et confortable apporte un support adapté. Les alèses contribuent à préserver la surface de travail. Avant la mise en place, les gels hydroalcooliques participent à l'hygiène des mains.