

# PRESSOTHERAPIE I-PRESS II TAILLE LARGE ITECH - paire de jambières I

Référence 07488-L



Prix du produit :

**763,98 € taxe inclu**

Description brève du produit :

La **pressothérapie I-Press II taille large ITECH** propose une **compression séquentielle 4 cellules** pour les membres inférieurs, avec pression ajustable jusqu'à **200 mmHg** et minuterie de **0 à 30 minutes**. Fournie avec une paire de jambières taille L et deux semelles de pression, elle convient aux utilisations en cabinet, en structure de soins et à domicile.

CE 1936 • DM IIa • Pression 200 mmHg • Paire de jambières L

Description du produit :

## **I-Press II taille large, pressothérapie 4 cellules**

Cette pressothérapie à compression pneumatique séquentielle est pensée pour un usage thérapeutique avec des réglages rapides au quotidien. La **pressothérapie I-Press II taille large ITECH** délivre une pression réglable jusqu'à **200 mmHg** avec un temps de séance paramétrable de **0 à 30 minutes**.

La version taille large est fournie avec une paire de jambières L et deux semelles de pression, pour une mise en service immédiate sur les membres inférieurs. Son unité centrale de table de **2 kg** s'intègre facilement dans un espace de soin ou sur une desserte.

Idéal pour les cabinets de kinésithérapie, centres de rééducation, établissements de soins, services ambulatoires et soins à domicile.

## Points forts

- **Système 4 cellules** : la compression est répartie de façon séquentielle sur les jambières pour un travail progressif du membre inférieur.
- **Paramétrage accessible** : la durée de séance et le niveau de pression se règlent simplement pour adapter l'utilisation au contexte de soin.
- **Jambières taille large** : cette configuration L répond aux besoins des morphologies nécessitant un volume plus important à l'installation.
- **Utilisation continue sur secteur** : l'alimentation **230 VAC, 50 Hz** permet un fonctionnement continu en cabinet comme en environnement domestique.
- **Encombrement réduit** : avec ses dimensions de **260 x 200 x 125 mm**, l'unité centrale trouve facilement sa place sur un plan de travail.
- **Ensemble complet** : jambières droite et gauche, connecteur de tube et semelles de pression sont inclus pour démarrer sans ajouter d'accessoire.

## Caractéristiques techniques

**Marque** : ITECH

**Fabricant** : I.A.C.E.R. S.r.l.

**Type de produit** : Appareil de pressothérapie 4 cellules

**Dimensions** : 260 x 200 x 125 mm

**Poids Net** : 2 kg

**Poids brut** : 4,34 kg

**Alimentation** : 230 VAC, 50 Hz

**Absorption maximale** : 100 mA

**Pression** : 200 mmHg ( $\pm 20\%$ )

**Durée de thérapie** : 0 à 30 minutes

**Fonctionnement** : Continu

**Utilisation** : Réutilisable

**Protection IP** : IP21

**Formats disponibles** : Taille M, taille L, ceinture, manchon, tubulure, tubulure 4 connecteurs, élargisseur de bottes

**Conditionnement** : 1 unité centrale, 1 jambière droite taille L, 1 jambière gauche taille L, 1 connecteur de tube avec 8 terminaisons, 2 semelles de pression

**Classe DM/EPI** : DM Classe IIa

**Garantie** : 2 ans, hors parties sujettes à l'usure comme la bande de compression sauf défaut évident de fabrication

## Normes & sécurité

**Classe** : DM Classe IIa

**Norme** : EN 60601-1

**Norme** : EN 60601-1-2:2015

**Marquage** : CE 1936

**Fabricant** : I.A.C.E.R. S.r.l.

Lire attentivement la notice avant utilisation

## **Contenu emballage**

Le colis contient l'unité centrale I-Press II, une jambière droite taille L, une jambière gauche taille L, un connecteur de tube avec 8 terminaisons ainsi que deux semelles de pression.

## **Des produits complémentaires à découvrir**

Pour organiser la prise en charge, les rééducation du corps s'intègrent utilement après les séances. Les gels de massage apportent un confort supplémentaire lors des manipulations. Une installation stable du patient est facilitée par les tables de massage.

F.A./26