

# Pressotherapie I-Press II I-TECH MEDICAL VISION - Large

Référence 07488-L



# Prix du produit :

# 749,00 € taxe inclu

#### Description brève du produit :

L'I-Press II est un appareil de pressothérapie performant, conçu pour favoriser une circulation optimale et réduire les tensions liées à l'inconfort circulatoire. Grâce à son système de compression séquentielle, il permet un drainage efficace des fluides, optimisant ainsi le bien-être général et la récupération physique. Son design ergonomique et intuitif garantit une utilisation simple et efficace, aussi bien pour un usage professionnel que domestique.

VENDU À L'UNITÉ.

#### **Description du produit:**

L'I-Press II – Taille Large est un dispositif de pressothérapie conçu pour optimiser la circulation veineuse et lymphatique. Son système de compression réglable et ses accessoires inclus permettent une expérience personnalisée et un confort optimal.

## Caractéristiques principales

- Pression ajustable : jusqu'à 200 mmHg (± 20%) pour une action efficace et contrôlée.
- Durée de thérapie réglable : sessions de 0 à 30 minutes pour une adaptation aux besoins spécifiques.
- Alimentation sécurisée : fonctionne sur 230V 50Hz, avec une absorption maximale de 100 mA.



• **Poids**: 2 kg.

### **Avantages**

- Favorise la circulation veineuse et lymphatique pour un meilleur confort.
- Aide à la récupération physique, idéal après un effort intense.
- Système intuitif et facile à utiliser, adapté à un usage domestique ou professionnel.

#### Contenance

- Unité principale I-Press II.
- 1 jambière droite + 1 jambière gauche Taille L.
- 1 connecteur de tube avec 8 terminaisons.
- 2 semelles de pression.

Garantie: 2 ans.

#### CE.

Pour découvrir une sélection plus complète, veuillez retrouver plus <u>d'appareil de massage</u> ou complétez votre kit, explorez dès maintenant notre catégorie dédiée aux <u>massage & coussins</u>.