

PRESSOTHÉRAPIE I-PRESS II 4 CELLULES ITECH - taille medium

Référence 07488-M



Prix du produit :

690,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

La **pressothérapie I-Press II ITECH** propose une compression séquentielle **4 cellules** avec une pression réglable jusqu'à **200 mmHg** et un temps de séance de **0 à 30 minutes**. Fournie en taille M avec une paire de bottes et **2 semelles de massage**, elle convient aux protocoles de récupération et de drainage mécanique périphérique.

DM Classe IIa • CE 1936 • Pression 200 mmHg
• Taille M

Description du produit :

I-Press II, pressothérapie 4 cellules pour usage professionnel et encadré

Cette pressothérapie **I-Press II ITECH** fonctionne par compression séquentielle **4 cellules** afin d'accompagner le retour veineux et le drainage mécanique périphérique. L'intensité est ajustable jusqu'à **200 mmHg**, avec une séance paramétrable de **0 à 30 minutes**.

La version livrée ici correspond à la **taille M** et comprend une paire de bottes ainsi que deux semelles de massage. Cet ensemble permet de mettre en place simplement des séances de récupération après effort ou après une station debout prolongée.

Son unité centrale compacte trouve facilement sa place en cabinet comme à domicile dans un cadre encadré. Idéal pour kinésithérapeutes, cabinets de médecine physique, centres de rééducation, établissements de soins et usage à domicile encadré.

Points forts

- **Système 4 cellules** : le gonflage séquentiel crée une compression progressive, adaptée aux séances de drainage mécanique périphérique et de récupération.
- **Réglages accessibles** : la pression et la durée de traitement se modifient rapidement pour adapter la séance au cadre d'utilisation.
- **Pression jusqu'à 200 mmHg** : avec une tolérance de $\pm 20 \%$, l'appareil couvre différents besoins d'usage en environnement professionnel.
- **Ensemble prêt à l'emploi** : la fourniture inclut une paire de bottes taille M, un connecteur de tube à 8 terminaisons et **2 semelles de massage**.
- **Unité compacte** : grâce à son poids de **2 kg**, l'appareil se transporte plus facilement entre cabinet, salle de soin et domicile.
- **Utilisation polyvalente** : il s'intègre aisément dans une organisation de séance après rééducation du membre inférieur ou dans un temps de récupération musculaire.

Caractéristiques techniques

Marque : ITECH

Fabricant : I.A.C.E.R. S.r.l.

Type de produit : Appareil de pressothérapie 4 cellules

Dimensions : 260 x 200 x 125 mm

Poids Net : 2 kg

Alimentation : 230 VAC, 50 Hz

Absorption maximale : 100 mA

Pression : 200 mmHg ($\pm 20\%$)

Durée de thérapie : 0 à 30 minutes

Fonctionnement : Continu

Utilisation : Réutilisable

Formats disponibles : Taille M, taille L

Taille M : tour de cuisse max 60 cm, tour de cheville max 33 cm, longueur cuisse-talon 76 cm

Conditionnement : appareil avec paire de bottes taille M, 2 semelles de massage et connecteur de tube 8 terminaisons

Classe DM/EPI : DM Classe IIa

Stérilisation : Non

EAN : 8019781405135

Garantie : 2 ans lorsqu'il est utilisé conformément aux instructions fournies dans le manuel, hors parties sujettes à l'usure

Normes & sécurité

Classe : DM Classe IIa

Norme : EN 60601-1

Norme : EN 60601-1-2:2015

Marquage : CE 1936

Fabricant : I.A.C.E.R. S.r.l.

Lire attentivement la notice avant utilisation

Contenu emballage

L'emballage contient l'unité centrale I-Press II, une jambière droite taille M, une jambière gauche taille M, un connecteur de tube avec 8 terminaisons et 2 semelles de pression.

Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter l'installation, les tables de massage facilitent le positionnement pendant la séance. Les crèmes de massage peuvent accompagner le travail manuel avant ou après utilisation. Les équipements de rééducation s'intègrent aussi dans le suivi fonctionnel des membres inférieurs.

F.A./26