

MANCHON PRESSOTHÉRAPIE I-PRESS II BRAS GAUCHE LARGE ITECH - 1 manchon

Référence 09243



Prix du produit :

132,60 € taxe inclu

Description brève du produit :

Conçu pour le membre supérieur gauche, le **manchon pressothérapie I-PRESS II bras gauche large ITECH** associe une couverture de **87 cm** à un **élargisseur inclus** pour s'adapter plus facilement aux morphologies larges.

DM Classe IIa • CE 1936 • Élargisseur inclus • Longueur 87 cm

Description du produit :

Manchon I-PRESS II gauche large, pour le bras

Ce manchon de pressothérapie est prévu pour une utilisation avec le système I-PRESS II sur le bras gauche. Le **manchon pressothérapie I-PRESS II bras gauche large ITECH** mesure **87 cm** entre l'aisselle et le poignet et intègre un **élargisseur inclus** pour les gabarits plus larges.

Sa conception permet de couvrir l'ensemble du membre supérieur concerné avec un positionnement allant de l'aisselle jusqu'au poignet. Il s'installe rapidement dans les environnements de soins où la compatibilité et la simplicité de mise en place sont recherchées.

Non stérile, cet accessoire réutilisable s'emploie exclusivement avec l'appareil compatible de la gamme I-PRESS II. Idéal pour les kinésithérapeutes, centres de rééducation, cabinets médicaux, établissements hospitaliers et professionnels du soin à domicile.

Points forts

- **Compatible I-PRESS II** : conçu pour fonctionner avec l'équipement de la gamme, il s'intègre directement sans modification de l'installation.
- **Conception bras gauche** : cette version dédiée facilite un positionnement adapté au membre supérieur gauche pendant la séance.
- **Taille large** : adaptée à un haut du bras de **46 à 59 cm** de circonférence, elle répond aux besoins lorsque le format standard est trop serré.
- **Élargisseur inclus** : cet accessoire apporte une aisance supplémentaire lors de la pose sur les morphologies plus fortes.
- **Longueur utile de 87 cm** : la couverture de l'aisselle au poignet favorise une prise en charge homogène du bras.
- **Poids brut de 0,53 kg** : léger à manipuler, il se transporte et se met en place facilement d'un usage à l'autre.

Caractéristiques techniques

Type de produit : Manchon de pressothérapie pour bras gauche

Compatibilité : I-PRESS II

Taille : Large

Longueur aisselle-poignet : 87 cm

Haut du bras diamètre : 25 à 38 cm

Haut du bras circonférence : 46 à 59 cm

Poignet diamètre : 18 à 23 cm

Poignet circonférence : 32 à 37 cm

Accessoire inclus : Élargisseur

Poids brut : 0,53 kg

Utilisation : Réutilisable

Stérilisation : Non stérile

Classe DM/EPI : DM Classe IIa

Marque : ITECH

Fabricant : I.A.C.E.R. S.r.l.

EAN : 8019781471925

Garantie : 2 ans

Normes & sécurité

Classe : DM Classe IIa

Norme : EN 60601-1

Norme : EN 60601-1-2:2015

Marquage : CE 1936

Fabricant : I.A.C.E.R. S.r.l.

Lire attentivement la notice avant utilisation

Contenu emballage

Le conditionnement comprend 1 manchon de pressothérapie pour bras gauche en taille large ainsi que 1 élargisseur.

Des produits complémentaires à découvrir

Pour organiser un espace de soin complet, découvrez les solutions de pressothérapie compatibles avec ce type d'accessoire. Les tables de massage améliorent l'installation du patient, tandis que les crèmes de massage accompagnent les gestes manuels avant ou après la séance.

F.A./26