

MANCHON DROIT PRESSOTHÉRAPIE I-PRESS II BRAS DROIT ITECH - taille large

Référence 09244



Prix du produit :

132,60 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le **manchon droit pressothérapie I-Press II ITECH** s'utilise avec l'appareil I-Press II pour une compression séquentielle dédiée au bras droit. Sa longueur de **87 cm** et son ajustement du haut du bras au poignet en font un accessoire adapté aux usages en cabinet, en établissement de soins ou à domicile.

CE • DM Classe IIa • Longueur 87 cm • Bras droit

Description du produit :

Manchon droit I-Press II, accessoire dédié au bras droit

Ce manchon de pressothérapie est conçu pour être utilisé avec l'appareil **manchon droit pressothérapie I-Press II ITECH** sur le bras droit. Sa conception spécifique au membre supérieur et sa **longueur de 87 cm** permettent une mise en place adaptée de l'aisselle jusqu'au poignet.

Il constitue un accessoire réutilisable pensé pour les séances ciblées nécessitant une compatibilité directe avec l'écosystème I-Press II. Son format facilite l'organisation des prises en charge en cabinet comme lors des interventions à domicile.

Idéal pour les kinésithérapeutes, cabinets de rééducation, structures ambulatoires, établissements hospitaliers et professionnels du soin à domicile.

Points forts

- **Forme bras droit** : configuration dédiée au membre supérieur droit pour une installation cohérente avec l'usage prévu de la pressothérapie.
- **Longueur de 87 cm** : couvre la distance aisselle-poignet pour équiper le bras sur toute sa longueur utile.
- **Adaptation morphologique étendue** : convient à un haut de bras de **25 à 38 cm** de diamètre et à un poignet de **18 à 23 cm**.
- **Compatible I-Press II** : accessoire prévu pour fonctionner avec l'appareil de la gamme, sans ajout d'adaptation complexe.
- **Usage réutilisable** : solution adaptée aux séances répétées en cabinet, en structure de soins ou dans le cadre du suivi à domicile.

Caractéristiques techniques

Garantie : 2 ans

Marque : ITECH

Type de produit : Manchon droit de pressothérapie

Compatibilité : Appareil I-Press II

Destination : Bras droit

Dimensions : Longueur aisselle-poignet 87 cm

Haut du bras : diamètre 25 à 38 cm, circonférence 46 à 59 cm

Poignet : diamètre 18 à 23 cm, circonférence 32 à 37 cm

Poids Net : 0,53 kg

Utilisation : Réutilisable

Classe DM/EPI : DM Classe IIa

EAN : 8019781471918

Normes & sécurité

Classe : DM Classe IIa

Marquage : CE

Norme : EN 60601-1

Fabricant : ITECH

Lire attentivement la notice avant utilisation

Des produits complémentaires à découvrir

Les appareils de massage peuvent s'intégrer à l'environnement de soin pour diversifier les usages en récupération et confort. Les solutions de rééducation accompagnent le travail du membre supérieur, tandis que les tables de massage facilitent l'installation pendant la séance.