

# Manchon droit pressotherapie I-press II I-TECH MEDICAL VISION - Large

Référence 09244



### Prix du produit :

# 130,00 € taxe inclu

#### Description brève du produit :

manchon droit pour l'appareil pressothérapie I-Press II - Taille Large est conçu pour offrir une compression homogène et efficace sur l'ensemble du bras. Grâce à ajustement précis et son design ergonomique, il s'adapte confortablement à différentes morphologies tout en assurant une utilisation fluide et intuitive. Idéal pour compléter l'expérience de pressothérapie, ce compression manchon permet une progressive et contrôlée, favorisant ainsi une utilisation optimisée et un confort maximal.

VENDU À L'UNITÉ.

#### **Description du produit:**

Le manchon droit de pressothérapie I-Press II – Taille Large est spécialement conçu pour s'adapter à l'appareil I-Press II. Son système de compression ajustable garantit un ajustement précis, permettant une expérience d'utilisation confortable et efficace.

#### Caractéristiques principales

• Compatibilité parfaite : conçu pour fonctionner avec l'appareil de <u>pressothérapie I-Press</u> <u>II</u>.



- Taille ajustable : s'adapte aux différentes morphologies pour un confort personnalisé.
- Fabrication ergonomique et résistante : garantit une utilisation durable et efficace.

## **Avantages**

- Ajustement précis et confortable pour une compression optimale.
- Fixation sécurisée pour garantir un maintien efficace.
- Installation simple et entretien facile.

#### **Dimension**

- Longueur aisselle-poignet: 87 cm.
- Haut du bras : diamètre 25 à 38 cm / circonférence 46 à 59 cm.
- Poignet : diamètre 18 à 23 cm / circonférence 32 à 37 cm.
- **Poids brut** : 0,53 kg.

#### CE.

Pour découvrir une sélection plus complète, veuillez retrouver plus <u>d'appareil de massage</u> ou complétez votre kit, explorez dès maintenant notre catégorie dédiée aux <u>massage & coussins</u>.