


ELARGISSEURS BOTTES PRESSOTHERAPIE I-PRESS II AJUSTEMENT CONFORT ITECH - taille medium

Référence 09246



Prix du produit :

80,58 € taxe inclu

Description brève du produit :

Les **élargisseurs bottes pressothérapie I-Press II ITECH** en **taille medium** augmentent l'aisance des bottes pour une mise en place plus facile et un meilleur confort d'utilisation. Ils apportent un gain de **13 cm** à la cuisse et de **5 cm** au genou.

CE • DM Classe IIa • Gain 13 cm cuisse, 5 cm genou • Vendus par paire

Description du produit :

Élargisseurs I-Press II, plus d'aisance pour les bottes

Ces élargisseurs de bottes de pressothérapie sont prévus pour les bottes I-Press II lorsque la taille standard nécessite davantage d'espace. Les **élargisseurs bottes pressothérapie I-Press II ITECH** en **taille medium** permettent d'augmenter le volume disponible sans modifier l'utilisation de l'équipement.

Cette version apporte **13 cm de plus au niveau de la cuisse** et **5 cm au niveau du genou**. Elle aide à obtenir une installation plus confortable, en cabinet comme lors des soins à domicile.

Idéal pour les kinésithérapeutes, centres de rééducation, cabinets de soins, structures ambulatoires et professionnels du maintien à domicile.

Points forts

- **Conçus pour I-Press II** : accessoire dédié aux bottes de pressothérapie de ce modèle, pour une utilisation simple et cohérente avec l'équipement.
- **Aisance supplémentaire** : ajoute de l'espace aux zones de la cuisse et du genou afin de mieux convenir aux morphologies nécessitant plus d'amplitude.
- **Installation facilitée** : utile lorsque la botte standard est trop ajustée, ce qui rend l'enfilage plus pratique au quotidien.
- **Confort pendant la séance** : une botte moins serrée limite les points de tension liés à un ajustement trop étroit.
- **Déclinaison medium** : format correspondant aux bottes I-Press II en taille medium.

Caractéristiques techniques

Marque : ITECH

Type de produit : Élargisseurs de bottes de pressothérapie

Modèle compatible : I-Press II

Taille : Medium

Dimensions compatibles botte M : longueur cuisse-talon 76 cm

Circonférence cuisse compatible : 60 cm

Circonférence cheville compatible : 33 cm

Gain d'aisance : 13 cm cuisse, 5 cm genou

Poids Net : 0,24 kg

Conditionnement : Paire de 2 élargisseurs

Utilisation : Accessoire pour pressothérapie

Fabricant : I-TECH MEDICAL DIVISION

EAN : 8019781471956

Garantie : 2 ans

Normes & sécurité

Classe : DM Classe IIa

Marquage : CE

Fabricant : I-TECH MEDICAL DIVISION

Lire attentivement la notice avant utilisation

Contenu emballage

Le conditionnement comprend une paire d'élargisseurs de bottes de pressothérapie I-Press II en taille medium.

Des produits complémentaires à découvrir

Pour organiser les séances dans de bonnes conditions, les tables de massage apportent un support adapté à l'installation. Les gels de massage peuvent accompagner les gestes manuels. Les produits de rééducation complètent le travail fonctionnel des membres inférieurs.

