

# Power stepper TERRAILLON - Stimulateur circulatoire

Référence 09247



Prix du produit :

**202,98 € taxe inclu**

Description brève du produit :

Le **Power Stepper** de **Terraillon** est un stimulateur circulatoire avancé, conçu pour **favoriser l'activation musculaire** et améliorer la circulation. Grâce à sa technologie **EMS** (électrostimulation musculaire) et **TENS** (neurostimulation électrique transcutanée), il offre une **stimulation ciblée et personnalisable**. Avec ses 99 niveaux d'intensité et 15 variations d'ondes, il s'adapte aux besoins spécifiques de chaque utilisateur.

**VENDU À L'UNITÉ.**

Description du produit :

Le **Power Stepper** associe stimulation musculaire et neurostimulation pour optimiser la circulation et **soulager les inconforts du quotidien**. Avec ses **99 niveaux d'intensité**, ses **électrodes TENS**, et sa **télécommande sans fil**, il offre une **expérience personnalisée et efficace**.

Caractéristiques principales

- **Technologie EMS + TENS** : combine **électrostimulation musculaire** et **neurostimulation transcutanée** pour une **stimulation ciblée**.
- **99 niveaux d'intensité et 15 variations d'ondes** : adaptation personnalisée selon les besoins de l'utilisateur.
- **Télécommande sans fil** : contrôle simple et confortable à distance.

## Avantages

- **Favorise** l'activation musculaire et la circulation sanguine.
- **Aide à soulager** les tensions grâce aux électrodes TENS.
- **Utilisation intuitive** avec une télécommande ergonomique.

## Accessoires inclus

- **2 électrodes corporelles adhésives** pour une stimulation ciblée.
- **Alimentation secteur incluse.**
- **Piles télécommande (3 x AAA) fournies.**

## Caractéristiques techniques

**Durée du programme** : 5 à 90 minutes.

**Alimentation** : 100V-240V ~, 50/60 Hz ; Sortie DC6V.

**Forme d'onde** : Bi-phasique.

**Fréquence** : 10Hz ~ 36Hz.

**Dimensions produit** : 42,8 x 41,6 x 10,4 cm.

**Poids net/brut** : 2,07 kg / 3 kg.

**Appareil médical Classe II.**

**CE.**

Pour découvrir une sélection plus complète, veuillez retrouver plus [d'appareil de massage](#) ou complétez votre kit, explorez dès maintenant notre catégorie dédiée aux [massage & coussins](#).