


Bandelettes de contrôle ANIOXYDE 1000 - 50 bandelettes

Référence 09270



Prix du produit :

40,75 € taxe inclu

Description brève du produit :

Les **bandelettes de contrôle Anios** permettent de **vérifier rapidement l'efficacité** du bain de trempage **Anioxyde 1000** pour la **désinfection de matériel médical et chirurgical**. Faciles à utiliser, elles garantissent un **dosage optimal** et assurent une **désinfection de haut niveau**. Elles complètent l'équipement de désinfection des professionnels de santé.

TUBE DE 50 BANDELETTES

Description du produit :

Les **bandelettes de contrôle Anioxyde 1000** sont conçues pour **évaluer la concentration et l'efficacité du bain de désinfection** des dispositifs médicaux thermosensibles, instruments chirurgicaux et endoscopiques.

Grâce à leur **réactivité immédiate**, elles assurent un **contrôle rapide et fiable**, permettant aux professionnels de garantir une **désinfection conforme aux normes**. Avec un **temps de trempage de 5 minutes**, il garantit une **désinfection rapide et efficace**.

Caractéristiques principales

- **Contrôle fiable du bain de désinfection Anioxyde 1000.**
- **Lecture rapide grâce à un indicateur colorimétrique.**

Avantages

- Facilite la vérification de l'efficacité du bain de trempage.
- Évite tout risque d'utilisation d'une solution sous-dosée.
- Conforme aux exigences des dispositifs médicaux.

Précautions d'emploi

- Dispositif médical réglementé CE – réservé aux professionnels de santé.
- À utiliser avec [Anioxyde 1000](#) **uniquement**.

Normes

Anioxyde 1000 est efficace contre :

- **Bactéries** (EN 1040, EN 13727, EN 14561)
- **Mycobactéries et tuberculose** (EN 14348, EN 14563)
- **Champignons** (EN 1275, EN 13624, EN 14562)
- **Virus** (EN 14476 – HIV-1, HBV, HCV)
- **Spores** (EN 14347, NF T 72-230, NF T 72-231)

CE.

Pour découvrir une sélection plus complète, veuillez retrouver plus de produits pour [désinfection instrument](#) ou complétez votre kit en explorant dès maintenant notre catégorie dédiée aux [désinfection nettoyage des instruments](#).