

Bandelettes de contrôle ANIOXYDE 1000 - 50 bandelettes

Référence 09270



Prix du produit :

39,95 € taxe inclu

Description brève du produit :

Les bandelettes de contrôle Anios permettent de vérifier rapidement l'efficacité du bain de trempage Anioxyde 1000 pour la désinfection de matériel médical et chirurgical. Faciles à utiliser, elles garantissent un dosage optimal et assurent une désinfection de haut niveau. Elles complètent l'équipement de désinfection des professionnels de santé.

TUBE DE 50 BANDELETTES

Description du produit:

Les bandelettes de contrôle Anioxyde 1000 sont conçues pour évaluer la concentration et l'efficacité du bain de désinfection des dispositifs médicaux thermosensibles, instruments chirurgicaux et endoscopiques.

Grâce à leur **réactivité immédiate**, elles assurent un **contrôle rapide et fiable**, permettant aux professionnels de garantir une **désinfection conforme aux normes**. Avec un **temps de trempage de 5 minutes**, il garantit une **désinfection rapide et efficace**.

Caractéristiques principales

- Contrôle fiable du bain de désinfection Anioxyde 1000.
- Lecture rapide grâce à un indicateur colorimétrique.



Avantages

- Facilite la vérification de l'efficacité du bain de trempage.
- Évite tout risque d'utilisation d'une solution sous-dosée.
- Conforme aux exigences des dispositifs médicaux.

Précautions d'emploi

- Dispositif médical réglementé CE réservé aux professionnels de santé.
- À utiliser avec Anioxyde 1000 uniquement.

Normes

Anioxyde 1000 est efficace contre:

- Bactéries (EN 1040, EN 13727, EN 14561)
- Mycobactéries et tuberculose (EN 14348, EN 14563)
- Champignons (EN 1275, EN 13624, EN 14562)
- Virus (EN 14476 HIV-1, HBV, HCV)
- Spores (EN 14347, NF T 72-230, NF T 72-231)

CE.

Pour découvrir une sélection plus complète, veuillez retrouver plus de produits pour <u>désinfection</u> instrument ou complétez votre kit en explorant dès maintenant notre catégorie dédiée aux <u>désinfection nettoyage des instruments</u>.