


Désinfectant ANIOXYDE 1000 - 5L

Référence 09271



Prix du produit :

46,90 € taxe inclu

Description brève du produit :

L'Anioxyde 1000 est un désinfectant de haut niveau conçu pour la désinfection totale des dispositifs médicaux, du matériel chirurgical et endoscopique. Son large spectre d'action élimine bactéries, virus, champignons et spores en 5 minutes de trempage. Conforme aux normes européennes, il garantit une désinfection efficace et sécurisée.

BIDON DE 5L.

Description du produit :

L'Anioxyde 1000 est une solution de désinfection à haut niveau destinée aux professionnels de santé pour le traitement du matériel médical thermosensible, chirurgical et d'endoscopie. Son formule puissante assure une élimination efficace des microorganismes, garantissant une hygiène optimale en milieu médical.

Temps de trempage : 5 minutes.

Caractéristiques principales

- Désinfection de haut niveau pour dispositifs médicaux et chirurgicaux.
- Spectre antimicrobien large : bactéries, virus, champignons, spores.
- Action rapide : efficacité en 5 minutes.

Avantages



- Conforme aux normes de désinfection médicale.
- Utilisation rapide et efficace pour les professionnels.

Normes

• Bactéricide: EN 1040, EN 13727, EN 14561.

• Tuberculocide & Mycobactéricide : EN 14348, EN 14563.

• Fongicide: EN 1275, EN 13624, EN 14562.

• Virucide: EN 14476 (actif sur HIV-1, HBV, HCV).

• Sporicide: EN 14347, NF T 72-230, NF T 72-231.

Dangereux: utiliser avec précaution et lire l'étiquette avant usage.

CE.

Pour découvrir une sélection plus complète, veuillez retrouver plus de produits pour <u>désinfection</u> <u>instrument</u> ou complétez votre kit en explorant dès maintenant notre catégorie dédiée aux <u>désinfection nettoyage des instruments</u>.