


Désinfectant ANIOXYDE 1000 - 5L

Référence 09271



Prix du produit :

46,90 € taxe inclu

Description brève du produit :

L'Anioxyde 1000 est un **désinfectant de haut niveau** conçu pour la **désinfection totale** des **dispositifs médicaux, du matériel chirurgical et endoscopique**. Son **large spectre d'action** élimine bactéries, virus, champignons et spores en **5 minutes de trempage**. Conforme aux **normes européennes**, il garantit une **désinfection efficace et sécurisée**.

BIDON DE 5L.

Description du produit :

L'Anioxyde 1000 est une **solution de désinfection à haut niveau** destinée aux **professionnels de santé** pour le traitement du **matériel médical thermosensible, chirurgical et d'endoscopie**. Son **formule puissante** assure une **élimination efficace des micro-organismes**, garantissant une **hygiène optimale** en milieu médical.

Temps de trempage : 5 minutes.

Caractéristiques principales

- **Désinfection de haut niveau** pour dispositifs médicaux et chirurgicaux.
- **Spectre antimicrobien large** : bactéries, virus, champignons, spores.
- **Action rapide** : efficacité en 5 minutes.

Avantages

- **Conforme aux normes de désinfection médicale.**

- **Utilisation rapide et efficace** pour les professionnels.

Normes

- **Bactéricide** : EN 1040, EN 13727, EN 14561.
- **Tuberculocide & Mycobactéricide** : EN 14348, EN 14563.
- **Fongicide** : EN 1275, EN 13624, EN 14562.
- **Virucide** : EN 14476 (actif sur HIV-1, HBV, HCV).
- **Sporicide** : EN 14347, NF T 72-230, NF T 72-231.

Dangereux : utiliser avec précaution et lire l'étiquette avant usage.

CE.

Pour découvrir une sélection plus complète, veuillez retrouver plus de produits pour [désinfection instrument](#) ou complétez votre kit en explorant dès maintenant notre catégorie dédiée aux [désinfection nettoyage des instruments](#).