

APPAREIL DE MASSAGE DES JAMBES PAR COMPRESSION FM 150 PRO BEURER - 4 manchettes

Référence 09249



Prix du produit :

249,90 € taxe inclu

Description brève du produit :

L'appareil de massage des jambes par compression FM 150 Pro Beurer propose un massage par compression d'air avec **4 manchettes** et une intensité réglable jusqu'à **120 mmHg**. Son minuteur **10/20/30 min** permet d'organiser facilement les séances sur cuisses et mollets.

3 Ans • CE • 120 mmHg max. • 4 Manchettes

Description du produit :

FM 150 Pro, pressothérapie ciblée des cuisses et mollets

Ce appareil de pressothérapie est conçu pour réaliser un massage par compression d'air sur les cuisses et les mollets. **L'appareil de massage des jambes par compression FM 150 Pro Beurer** fonctionne avec **4 manchettes** à gonflage alternatif pour une action localisée sur des jambes lourdes et fatiguées.

L'intensité se règle en continu jusqu'à **120 mmHg**, afin d'adapter la séance au confort recherché. Le minuteur au choix sur **10, 20 ou 30 minutes** aide à planifier une utilisation courte, après une activité prolongée ou pendant un temps de récupération.

Idéal pour kinésithérapeutes, cabinets de rééducation, professionnels du sport, podologues et utilisateurs à domicile. La commande manuelle rend l'utilisation simple, aussi bien en cabinet que dans un cadre personnel.

Points forts

- **Compression d'air séquentielle** : les compartiments se gonflent puis se dégonflent alternativement pour procurer un massage régulier sur les membres inférieurs.
- **4 manchettes incluses** : le dispositif comprend **2 manchettes pour les mollets** et **2 brassards pour les cuisses**, pour couvrir plusieurs zones des jambes.
- **Pression ajustable en continu** : le réglage permet de moduler l'intensité selon la sensibilité de l'utilisateur et le contexte d'utilisation.
- **Minuteur intégré** : trois durées sont disponibles, **10, 20 ou 30 minutes**, pour encadrer la séance sans contrôle permanent.
- **STOP et dégonflage rapide** : l'interruption de la séance est facilitée grâce à une touche dédiée et à une évacuation rapide de l'air.
- **Double alimentation** : l'appareil fonctionne sur batterie ou sur secteur avec bloc d'alimentation amovible, pour un usage fixe ou mobile.

Caractéristiques techniques

Type de produit : Appareil de massage des jambes par compression

Marque : Beurer

Fabricant : Beurer GmbH

Type de massage : Massage par compression d'air

Utilisation : Réutilisable

Fonctionnement : Commande manuelle

Pression : 120 mmHg max.

Minuteur : 10, 20 ou 30 minutes

Arrêt automatique : Oui

Alimentation : Fonctionnement sur batterie ou secteur avec bloc d'alimentation amovible

Puissance : 3 W

Dimensions : Contrôleur 17 x 7,7 x 3 cm ; manchettes jambes 61 x 67 x 0,5 cm ; brassards cuisses 85 x 23,5 x 0,5 cm

Taille du brassard : 29 à 53 cm

Poids Net : 1,55 kg

Poids : environ 1,7 kg sans partie secteur ; 1,995 kg avec emballage

Couleur : Bleu, gris foncé, jaune

Conditionnement/emballage : Appareil avec 4 manchettes et accessoires

Pièces de rechange : Non disponible

Garantie : 3 ans

Normes & sécurité

Marquage : CE

Directive : 93/42/CEE

Classe : Classe de sécurité II

Type : Appareil de type BF

Fabricant : Beurer GmbH

Lire attentivement la notice avant utilisation

Contenu emballage

Sont fournis dans le kit : 1 manchette de jambe droite, 1 manchette de jambe gauche, 1 brassard de cuisse droit, 1 brassard de cuisse gauche, 2 jeux de tuyaux d'air, 1 commande manuelle, 1 sac de rangement, 4 piles AA, 1 bloc d'alimentation secteur et 1 mode d'emploi.

Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter l'utilisation de cet équipement, les gels de massage s'intègrent facilement dans les routines de confort musculaire. Les compresses thermiques et les produits de rééducation peuvent également accompagner le travail des membres inférieurs.

JJ/26