

Appareil de pressothérapie TP07i avec accessoires EUREDUC

Référence 09250



Prix du produit :

4 788,90 € taxe inclu

Description brève du produit :

L'appareil de pressothérapie TP07i d'Eureduc favorise le drainage lymphatique et améliore la circulation grâce à ses **7 compartiments de compression**. Son affichage digital intuitif, ses programmes personnalisables et sa modulation de pression automatique assurent un traitement efficace et confortable.

VENDU À L'UNITÉ.

Description du produit :

L'appareil de pressothérapie TP07i propose un drainage lymphatique par **compression séquentielle**, permettant une **récupération rapide** et un soulagement efficace des **sensations de lourdeurs dans les jambes lourdes**. Son **affichage digital avancé**, ses **réglages précis** et ses **programmes personnalisables** garantissent une **utilisation intuitive et efficace**.

Caractéristiques principales

- **Système à 7 compartiments** : assure une **compression homogène et progressive**.
- **Affichage digital précis** : contrôle de la **pression, durée et séquences de gonflage**.

- **9 programmes préétablis et 3 personnalisables** : offre une **expérience sur-mesure**.

Avantages

- Favorise la circulation et le drainage lymphatique.
- Idéal pour la récupération sportive et post-chirurgicale.
- Modulation automatique du gradient de pression pour un traitement efficace et sécurisé.

Accessoires inclus

- Générateur TP07i.
- Transformateur.
- Paire de bottes (diamètre 80 cm, longueur 85 cm).

Caractéristiques techniques

- **Pression réglable** : 20 à 150 mBar (15-112 mmHg).
- **Durée du traitement réglable** : 0 à 60 minutes.
- **Puissance** : 40W.
- **Tension / Fréquence** : 100-240V / 47-63 Hz.
- **Dimensions** : 37 x 33 x 18 cm.
- **Poids (appareil seul)** : 9 kg.
- **Intensité sonore** : 49 dB | 52 dB.

Garantie : 3 ans pour l'appareil, 1 an pour les accessoires.

CE.

Pour découvrir une sélection plus complète, veuillez retrouver plus [d'appareil de massage](#) ou complétez votre kit, explorez dès maintenant notre catégorie dédiée aux [massage & coussins](#).