

Appareil de pressothérapie TP07I avec accessoires EUREDUC

Référence 09250



Prix du produit :

4 695,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

L'appareil pressothérapie TP07i de d'Eureduc favorise le drainage lymphatique et améliore la circulation grâce à ses 7 compartiments compression. Son de affichage digital intuitif, ses programmes personnalisables et sa modulation de pression automatique assurent un traitement efficace et confortable.

VENDU À L'UNITÉ.

Description du produit:

L'appareil de pressothérapie TP07i propose un drainage lymphatique par compression séquentielle, permettant une récupération rapide et un soulagement efficace des sensations de lourdeurs dans les jambes lourdes. Son affichage digital avancé, ses réglages précis et ses programmes personnalisables garantissent une utilisation intuitive et efficace.

Caractéristiques principales

- Système à 7 compartiments : assure une compression homogène et progressive.
- Affichage digital précis : contrôle de la pression, durée et séquences de gonflage.



• 9 programmes préétablis et 3 personnalisables : offre une expérience sur-mesure.

Avantages

- Favorise la circulation et le drainage lymphatique.
- Idéal pour la récupération sportive et post-chirurgicale.
- Modulation automatique du gradient de pression pour un traitement efficace et sécurisé.

Accessoires inclus

- Générateur TP07i.
- Transformateur.
- Paire de bottes (diamètre 80 cm, longueur 85 cm).

Caractéristiques techniques

- Pression réglable : 20 à 150 mBar (15-112 mmHg).
- Durée du traitement réglable : 0 à 60 minutes.
- Puissance: 40W.
- Tension / Fréquence : 100-240V / 47-63 Hz.
- **Dimensions**: 37 x 33 x 18 cm.
- Poids (appareil seul): 9 kg.
- Intensité sonore : 49 dB | 52 dB.

Garantie: 3 ans pour l'appareil, 1 an pour les accessoires.

CE.

Pour découvrir une sélection plus complète, veuillez retrouver plus <u>d'appareil de massage</u> ou complétez votre kit, explorez dès maintenant notre catégorie dédiée aux <u>massage & coussins</u>.