

APPAREIL DE PRESSOTHÉRAPIE TP05I ÉCRAN TACTILE EUREDUC - avec accessoires

Référence 09251



Prix du produit :

4 278,90 € taxe inclu

Description brève du produit :

L'appareil de pressothérapie TP05I Eureduc intègre **5 chambres** de compression, un écran tactile et un réglage de pression de **20 à 150 mBar** pour accompagner les séances de drainage lymphatique. Livré avec une paire de bottes et **50 gaines d'hygiène** pour une utilisation immédiate en cabinet.

DM IIa • 9 Programmes préétablis • 3 Programmes personnalisables • Paire de bottes + 50 gaines

Description du produit :

Appareil de pressothérapie TP05I, pilotage tactile et compression séquentielle

Cet appareil de pressothérapie est conçu pour les séances de drainage lymphatique avec une compression séquentielle sur **5 chambres** et une commande par écran tactile. **L'appareil de pressothérapie TP05I Eureduc** permet d'ajuster la pression de **20 à 150 mBar** selon le protocole retenu. Idéal pour kinésithérapeutes, centres de rééducation, cabinets de médecine physique, structures sportives et établissements de soins.

Son interface réunit **9 programmes préétablis** ainsi que **3 programmes personnalisables**. Le praticien peut ainsi utiliser un cycle prêt à l'emploi ou configurer plus précisément les paramètres pour un suivi régulier.

Le TP05I fonctionne avec un seul élément ou avec deux éléments en simultané. Cette souplesse d'utilisation facilite l'adaptation des séances selon l'organisation du soin et la zone prise en

charge.

Points forts

- **Compression sur 5 chambres** : la séquence de gonflage favorise une progression régulière de la pression et une utilisation adaptée aux membres inférieurs.
- **Écran tactile** : les réglages se font rapidement, avec une prise en main fluide au quotidien pour lancer ou modifier une séance.
- **Choix de programmes étendu** : **9 programmes préétablis** et **3 programmes personnalisables** offrent davantage de latitude dans l'organisation des protocoles.
- **Double gradient automatique** : cette fonction permet d'affiner l'évolution de la pression pendant le cycle et d'élargir les possibilités de paramétrage.
- **Utilisation modulable** : l'appareil peut être employé avec un élément seul ou avec deux éléments simultanément selon les besoins de la séance.
- **Équipement fourni** : une paire de bottes et **50 gaines d'hygiène** sont incluses pour une mise en service immédiate.

Caractéristiques techniques

Marque : EUREDUC

Type de produit : Appareil de pressothérapie

Fonctionnement : Écran tactile

Programmes : 9 programmes préétablis et 3 programmes personnalisables

Pression : 20 à 150 mBar, soit 15 à 112 mmHg

Temps de travail : 0 à 60 s

Temps de repos : 0 à 60 s

Temps de traitement : 0 à 60 min

Puissance : 40 W

Alimentation : 100 à 240 V, 47 à 63 Hz

Dimensions : 37 x 33 x 18 cm

Poids Net : 9 kg hors accessoires

Température d'utilisation : +0°C à +40°C

Intensité sonore : 40 dB 1 52 dB

Matériau : extérieur nylon, intérieur polyuréthane

Accessoires inclus : une paire de bottes et 50 gaines d'hygiène

Dimensions des bottes : Ø 80 cm x 85 cm

Classe DM/EPI : DM IIa

Garantie : 2 ans

Normes & sécurité

Classe : Dispositif Médical de Classe IIa

Fabricant : EUREDUC

Lire attentivement la notice avant utilisation

Contenu emballage

Le colis contient l'appareil de pressothérapie TP05I, une paire de bottes ainsi qu'un lot de 50 gaines d'hygiène.

Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter l'installation, les tables de massage facilitent le positionnement du patient pendant la séance. Les protection à usage unique participent à l'hygiène entre deux utilisations, tandis que le gel échographique peut accompagner certains gestes manuels associés.

JJ/26