

Appareil de pressotherapie TP05I avec accessoires EUREDUC

Référence 09251



Prix du produit :

4 195,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

L'appareil pressothérapie TP05i de d'Eureduc favorise le drainage lymphatique et la circulation grâce à son système à 5 chambres. Son écran tactile offre programmes préétablis et 3 personnalisables. Livré avec une paire de bottes et 50 gaines d'hygiène. optimise la récupération il musculaire.

VENDU À L'UNITÉ.

Description du produit:

L'appareil de pressothérapie TP05i d'Eureduc est conçu pour stimuler la circulation et favoriser un drainage efficace. Grâce à son système à 5 chambres, il permet un massage progressif et homogène, idéal pour soulager les effets de lourdeurs dans les jambes, améliorer la récupération sportive et soutenir le remodelage corporel. Son écran tactile facilite le réglage des 9 programmes préétablis et des 3 programmes personnalisables, permettant d'adapter chaque séance aux besoins spécifiques. Il offre également la possibilité de traiter une ou deux zones simultanément pour une expérience plus efficace et flexible. L'appareil est livré avec une paire de bottes ajustables (Ø 80 cm x 85 cm) et 50 gaines d'hygiène pour un usage pratique et hygiénique.

Caractéristiques principales

• Système à 5 chambres pour un drainage homogène.



- Écran tactile et programmes ajustables pour un traitement sur-mesure.
- Possibilité d'utiliser un ou deux éléments à la fois.

Avantages

- Favorise la récupération musculaire et le confort circulatoire.
- Facile à utiliser avec un affichage intuitif.
- Fourni avec une paire de bottes et 50 gaines d'hygiène.

Caractéristiques techniques

• Pression réglable : 20 à 150 mBar (15-112 mmHg).

• Temps de traitement : 0 à 60 min.

• Poids (hors accessoires): 9 kg.

• Alimentation: 100 à 240V / 47-63 Hz.

• Dimensions des bottes : Ø 80 cm x 85 cm.

CE.

Pour découvrir une sélection plus complète, veuillez retrouver plus <u>d'appareil de massage</u> ou complétez votre kit en explorant dès maintenant notre catégorie dédiée aux <u>massage & coussins</u>.