

Appareil de vacuodermie TV20 + kit accessoires EUREDUC

Référence 09252



Prix du produit :

5 440,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

L'appareil de vacuodermie TV20 combine massage manuel et dépression mécanique pour traiter les cicatrices fibrosées, adhérentes ou rétractiles. Il améliore la circulation, favorise le drainage, et stimule la régénération cellulaire. Avec ses 96 programmes esthétiques et thérapeutiques, il est idéal en kinésithérapie, esthétique et rééducation sportive. Fourni avec un kit cicatrice et tube de liaison 3m.

VENDU À L'UNITÉ.

Description du produit:

L'appareil de vacuodermie TV20 est conçu pour la vacuothérapie ou dépresso-massage, une technique essentielle en kinésithérapie plastique et rééducation fonctionnelle. Grâce à sa mobilisation spécifique des plans cutanés par aspiration, il agit sur la circulation sanguine et lymphatique, favorisant le drainage des déchets métaboliques et l'oxygénation cellulaire.

Caractéristiques principales

- Dépression réglable : de 20 à 900 mB.
- Modes : dépression constante ou alternative (élevée / basse).
- Programmation avancée : 96 programmes prédéfinis + 10 personnalisables.
- Silencieux : intensité sonore 50 à 54 dB.
- **Dimensions**: 37 x 45 x 16 cm.



Poids: 5.75 kg.Puissance: 65 W.

• Alimentation: 220 V / 50 Hz.

Avantages

• **Drainant** : favorise l'élimination des toxines.

• Tonifiant : stimule les fibres élastiques de la peau.

• **Défibrosant** : assouplit les tissus conjonctifs.

• Antalgique : agit sur les mécano-récepteurs pour soulager l'inconfort.

• Hypervascularisation : améliore la microcirculation et le métabolisme cellulaire.

Indications

- · Cicatrices et fibroses.
- Rhumatologie et traumatologie.
- Insuffisances veineuses et lymphatiques.
- Réflexologie et esthétique.
- Kinésithérapie du sport.

Contre-indications

- Érythème, dermatoses, ecchymoses.
- Tumeurs cutanées, infections ou inflammations évolutives.

Kit cicatrice inclus

- 4 têtes d'aspiration (17, 20, 25 et 30 mm).
- 1 tête souple 10 mm, 1 tête coudée 12 mm.
- 1 stylet, 6 raccords, 10 filtres.
- Tube de liaison 3m.

Garantie: 3 ans (appareil) / 1 an (accessoires).

CE.

Pour découvrir une sélection plus complète, veuillez retrouver plus <u>d'appareil de</u> <u>massage</u> ou complétez votre kit, explorez dès maintenant notre catégorie dédiée aux <u>massage & coussins.</u>