

APPAREIL DE VACUODERMIE TV20 DÉPRESSO MASSAGE EUREDUC - avec kit accessoires

Référence 09252



Prix du produit :

5 548,80 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le **TV20 Eureduc** est un **appareil de vacuodermie** conçu pour le dépresso massage avec une plage de dépression de **20 à 900 mB**. Il intègre **96 programmes** esthétiques et thérapeutiques ainsi que **10 programmes** personnalisables, avec kit cicatrice pour une utilisation ciblée au cabinet.

DM IIa • 20 à 900 mB • 96 programmes + 10 personnalisables • Kit cicatrice complet

Description du produit :

Appareil de vacuodermie TV20, maîtrise du dépresso massage

Ce appareil thérapeutique de vacuodermie associe aspiration mécanique et accessoires dédiés au travail tissulaire. Le **TV20 Eureduc** permet d'intervenir avec une dépression réglable de **20 à 900 mB** selon la zone traitée et le protocole retenu. Idéal pour les kinésithérapeutes, cabinets de rééducation, centres de médecine du sport et structures de soins esthétiques.

Il trouve sa place dans les prises en charge des cicatrices fibrosées, rétractiles ou adhérentes, mais aussi en rhumatologie, traumatologie et réflexologie. Son usage complète le travail manuel lorsque le praticien recherche une action régulière sur des surfaces précises.

Grâce à ses **96 programmes** thérapeutiques et esthétiques et à ses **10 programmes personnalisables**, l'appareil aide à structurer les séances. Le choix entre dépression constante

et dépression alternative élevée ou basse permet d'ajuster facilement le rythme de travail.

Points forts

- **Amplitude de réglage étendue** : dépression de **20 à 900 mB** pour moduler l'intensité selon le tissu concerné et la sensibilité de la zone.
- **Deux modes disponibles** : fonctionnement en dépression constante ou en dépression alternative élevée / basse pour diversifier les protocoles.
- **Programmation complète** : **96 programmes** esthétiques et thérapeutiques, complétés par **10 programmes** personnalisables pour adapter la séance.
- **Kit cicatrice fourni** : têtes d'aspiration, tête souple, tête coudée, stylet, raccords et filtres sont inclus pour une mise en service immédiate.
- **Encombrement maîtrisé** : format de **37 x 45 x 16 cm** et poids net de **5,75 kg**, adaptés à l'installation en cabinet.
- **Destination professionnelle** : approprié au travail sur les cicatrices, au drainage, au tonus tissulaire et à l'accompagnement des soins en kinésithérapie.

Caractéristiques techniques

Type de produit : Appareil de vacuodermie

Marque : EUREDUC

Dimensions : 37 x 45 x 16 cm

Poids Net : 5,75 kg

Dépression : 20 à 900 mB

Intensité sonore : 50 à 54 dB

Alimentation : 220 V / 50 Hz

Puissance : 65 W

Fonctionnement : Dépression constante ou dépression alternative élevée / basse

Programmes : 96 esthétiques et thérapeutiques + 10 personnalisables

Utilisation : Réutilisable

Conditionnement : TV20 + kit cicatrice + tube de liaison 3 m

Pièces de rechange : 10 filtres inclus

Garantie : 3 ans pour l'appareil / 1 an pour les accessoires

Normes & sécurité

Classe : DM IIa

Lire attentivement la notice avant utilisation

Contenu emballage

Le colis contient l'appareil TV20, un kit cicatrice, un tube de liaison de 3 m, 4 têtes d'aspiration de 17, 20, 25 et 30 mm, 1 tête souple de 10 mm, 1 tête coudée de 12 mm, 1 stylet, 6 raccords et 10 filtres.

Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter ce type d'équipement, les gels de massage facilitent les manoeuvres manuelles avant ou après la séance. Les tables de massage participent à une installation confortable, tandis que les appareils de massage élargissent les possibilités de prise en charge au cabinet.

JJ/26