

# APPAREIL DE DRAINAGE VEINO-LYMPHATIQUE TP05 EUREDUC - 1 paire de bottes 5 étages

Référence 09253

Prix du produit :

**3 874,98 € taxe inclu**

Description brève du produit :

L'appareil de drainage veino-lymphatique **TP05 EUREDUC** propose une compression séquentielle sur **5 chambres** avec pression ajustable de **20 à 200 mB**. Il est fourni avec **1 paire de bottes 5 étages** et 50 gaines hygiène pour les séances de pressothérapie.

CE • Pression réglable de 20 à 200 mB • Double gradient de pression automatique • 50 gaines hygiène incluses



Description du produit :

**Appareil TP05 EUREDUC, drainage séquentiel sur 5 chambres**

Conçu pour la pressothérapie, cet équipement permet de mettre en place un drainage veino-lymphatique avec un niveau de pression précisément ajustable. L'**appareil de drainage veino-lymphatique TP05 EUREDUC** est fourni avec **1 paire de bottes 5 étages** et 50 gaines hygiène.

Les bottes intègrent **5 chambres** repérées du distal vers le proximal. Le **double gradient de pression automatique** organise la séquence de gonflage pour une utilisation simple au quotidien.

La plage de réglage s'étend de **20 à 200 mB**, avec adaptation des temps de travail, de repos, de dégonflage et de traitement. Idéal pour les kinésithérapeutes, centres de rééducation, cabinets de soins esthétiques et structures de bien-être.

## Points forts

- **Compression en 5 étages** : les bottes sont divisées en cinq chambres numérotées de 1 à 5, pour un enchaînement lisible et progressif.
- **Pression modulable** : le réglage de **20 à 200 mB**, soit **15 à 150 mmHg**, permet d'ajuster la séance selon le protocole choisi.
- **D.G.P.A intégré** : le double gradient de pression automatique facilite le paramétrage et simplifie l'usage régulier en cabinet.
- **Réglages de séance complets** : temps de travail, temps de repos, dégonflage et durée de traitement sont ajustables pour organiser les cycles.
- **Format pratique à déplacer** : avec ses **6,5 kg** et ses dimensions de **11 x 40 x 31 cm**, l'appareil s'intègre facilement dans différents espaces de soin.
- **Ensemble prêt à utiliser** : la dotation comprend une paire de bottes de **80 cm x 92 cm** et 50 gaines hygiène pour démarrer rapidement.

## Caractéristiques techniques

**Garantie** : 2 ans, 1 an pour les bottes et accessoires

**Type de produit** : Appareil de drainage veino-lymphatique

**Marque** : EUREDUC

**Fonctionnement** : Électrique

**Puissance** : 44 W

**Alimentation** : 220 V / 50 Hz

**Pression** : 20 à 200 mB, soit 15 à 150 mmHg

**Réglages** : Temps de travail, dégonflage, repos et temps de traitement ajustables

**Système de régulation** : Double gradient de pression automatique (D.G.P.A)

**Nombre de chambres** : 5 chambres numérotées de 1 à 5

**Dimensions appareil** : 11 x 40 x 31 cm

**Dimensions bottes** : Diamètre 80 cm x 92 cm

**Poids Net** : 6,5 kg

**Intensité sonore** : 49 dB | 52 dB

**Conditionnement** : Appareil livré avec 1 paire de bottes 5 étages et 50 gaines hygiène

## Normes & sécurité

**Marquage** : CE

Lire attentivement la notice avant utilisation

## Contenu emballage

Le colis contient l'appareil TP05, une paire de bottes 5 étages ainsi que 50 gaines hygiène gratuites.

## Des produits complémentaires à découvrir

Pour améliorer l'installation pendant la séance, les tables de massage apportent un support

adapté. Les coussins de kinésithérapie aident au positionnement des membres, tandis que les gels de massage complètent les gestes manuels avant ou après l'utilisation de l'appareil.

JJ/26