

# Appareil de drainage veino-lymphatique + 1 paire de botte 5 étages EUREDUC

Référence 09253



# Prix du produit :

# 3 799,00 € taxe inclu

## Description brève du produit :

L'appareil TP05 assure un drainage veinolymphatique efficace grâce à son double gradient de pression automatique (D.G.P.A) et son gonflage progressif en 5 chambres. Il aide à soulager les effets de lourdeurs jambes, remodeler le corps et traiter les œdèmes veinolymphatiques. Pression réglable de 20 à 200 mB, avec temps de travail et repos ajustables. Livré avec 1 paire de bottes et 50 gaines hygiène.

VENDU À L'UNITÉ.

#### **Description du produit:**

L'appareil TP05 est conçu pour le drainage lymphatique et circulatoire, grâce à son système de compression séquentielle à 5 chambres. Il stimule la circulation sanguine et lymphatique, favorisant ainsi une meilleure oxygénation des tissus et une récupération optimale.

# Caractéristiques principales

- Pression réglable : de 20 à 200 mB (15-150 mmHg).
- Double gradient de pression automatique (D.G.P.A) pour un drainage optimisé.
- Durées ajustables : temps de travail, repos et dégonflage personnalisables.
- **Dimensions**: 11 x 40 x 31 cm.
- Poids: 6,5 kg.



• Puissance: 44 W.

Intensité sonore : 49 à 52 dB.
Alimentation : 220V / 50 Hz.

# **Avantages**

- Soulage les effet de lourdeur dans les jambes.
- Favorise le remodelage corporel.
- Indiqué pour le traitement des œdèmes veino-lymphatiques.

#### **Accessoires inclus**

- 1 paire de bottes 5 étages (Ø 80 cm x 92 cm).
- 50 gaines hygiène.

Garantie: 2 ans (1 an pour bottes et accessoires)

## CE.

Pour découvrir une sélection plus complète, veuillez retrouver plus <u>d'appareil de massage</u> ou complétez votre panier en explorant dès maintenant notre catégorie dédiée aux <u>massage & coussins</u>.