

Pack Pulss Press 4 – Appareil de Pressothérapie + accessoires

Référence 09254



Prix du produit :

749,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le Pack Pulss Press est un appareil de pressothérapie portable conçu pour soulager l'effet de lourdeur dans les jambes, douleurs et/ou sujettes à la rétention d'eau. Grâce à ses 4 chambres de compression, son minuteur ajustable (5 à 30 min) et sa pression réglable (20 à 200 mmHg), il offre un drainage efficace et un confort optimal. il comprend également 1 paire de bottes, 1 manchon et 1 ceinture.

VENDU À L'UNITÉ.

Description du produit:

Le **Pulss Press** est un appareil de pressothérapie **compact et facile à utiliser**, conçu pour favoriser la circulation veino-lymphatique. Il aide à **réduire la sensation de lourdeur dans les de jambes lourdes**, favorise le **drainage des fluides** et contribue à un **bien-être quotidien**.

Indications

- Sentiment de lourdeur et/ou douleurs dans les jambes.
- Rétention d'eau et inconfort circulatoire.
- Stimulation veino-lymphatique pour un drainage efficace.

Caractéristiques principales



- 4 chambres de compression pour une action progressive et homogène.
- Minuteur réglable : 5 à 30 minutes.
- Pression ajustable: 20 à 200 mmHg.
- **Dimensions**: 14 x 20 x 20 cm.
- Mode de compression : 4 chambres indépendantes.
- Temps de compression : 2 min.

Accessoires inclus

- 1 paire de bottes (76 cm).
- 1 manchon.
- 1 ceinture.

Garantie: 1 an (accessoires 3 mois).

CE.

Pour découvrir une sélection plus complète, veuillez retrouver plus <u>d'appareil de massage</u> ou complétez votre kit, explorez dès maintenant notre catégorie dédiée aux <u>massage & coussins</u>.