

PACK PRESSOTHÉRAPIE PULSS PRESS 4 AVEC ACCESSOIRES - 1 appareil + bottes + manchon + ceinture

Référence 09254



Prix du produit :

763,98 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le **pack pressothérapie Pulss Press 4** associe un appareil portable à **1 paire de bottes**, **1 manchon** et **1 ceinture** pour équiper plusieurs zones de travail. Réglage de pression de **20 à 200 mmHg**, **4 chambres de décompression** et minuteur de **5 à 30 min** pour une prise en main rapide en cabinet.

4 Chambres de décompression • Pression réglable 20 à 200 mmHg • Minuteur 5 à 30 min
• Pack complet avec accessoires

Description du produit :

Pack Pulss Press 4, solution portable multi-zones

Ce pack de pressothérapie réunit un appareil portable et plusieurs accessoires pour intervenir sur les membres supérieurs, inférieurs et la zone abdominale. Le **pack pressothérapie Pulss Press 4** fonctionne avec **4 chambres de décompression**, une pression réglable de **20 à 200 mmHg** et un minuteur de **5 à 30 min**.

Son utilisation manuelle facilite les ajustements entre deux séances selon la zone équipée et le temps souhaité. Son format compact permet de l'installer facilement dans différents espaces de soin.

Une paire de bottes, un manchon et une ceinture sont fournis pour démarrer sans accessoire

supplémentaire immédiat. Idéal pour kinésithérapeutes, cabinets esthétiques, centres de bien-être, médecins du sport et structures de rééducation.

Points forts

- **Ensemble prêt à l'emploi** : le pack inclut l'appareil, 1 paire de bottes, 1 manchon et 1 ceinture pour diversifier les zones d'application.
- **4 chambres de décompression** : la séquence de compression structure le travail sur la zone équipée avec une répartition homogène.
- **Réglage de pression étendu** : de **20 à 200 mmHg**, l'intensité s'adapte facilement au protocole mis en place.
- **Minuteur intégré** : la durée se règle de **5 à 30 min**, pratique pour organiser les séances au cabinet.
- **Appareil compact** : ses dimensions réduites facilitent le déplacement d'une pièce à l'autre et le rangement après usage.
- **Manipulation simple** : les commandes manuelles permettent une mise en route rapide pour un usage régulier en structure de soins ou de récupération.

Caractéristiques techniques

Type de produit : Appareil de pressothérapie portable

Modèle : Pulss Press 4

Dimensions : L 14 x l 20 x H 20 cm

Pression : 20 à 200 mmHg

Minuteur : 5 à 30 min

Temps de compression : 2 min

Nombre de chambres : 4 chambres de décompression

Fonctionnement : Manuel

Conditionnement : Pack avec 1 appareil, 1 paire de bottes, 1 manchon et 1 ceinture

Utilisation : Réutilisable

Garantie : 1 an

Normes & sécurité

Lire attentivement la notice avant utilisation

Contenu emballage

Le pack contient 1 appareil de pressothérapie Pulss Press 4, 1 paire de bottes, 1 manchon et 1 ceinture.

Des produits complémentaires à découvrir

Les crèmes de massage peuvent s'intégrer avant ou après la séance selon l'organisation du cabinet. Une table massage - mobilier kiné robuste et confortable favorise une installation adaptée. Les équipements de rééducation complètent utilement un accompagnement orienté

récupération.

JJ/26